

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



Hersteller: SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan
<https://www.seirin.jp>

Durchm (mm)	Messgerät	Länge der Nadel (mm)								
		15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	№03	○								
0.12	№02	○	○	○						
0.14	№01	○	○	○						
0.16	№1	○	○	○	○					
0.18	№2	○	○	○	○					
0.20	№3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.23	№4		○	○	○					
0.25	№5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.30	№8		○	○	○	○	○	○	○	○
0.35	№10				○		○	○	○	○

Die oben durch Kreise angezeigten Größen variieren je nach Produkt und können die Größen nicht standardisierter Produkte umfassen.
Weitere Details entnehmen Sie bitte den Broschüren.

SEIRIN AKUPUNKTURNADELN

<Principle> Diese Akupunkturadeln entsprechen der ISO 17218, die die Anforderungen für sterile Akupunktur zum einmaligen Gebrauch spezifiziert.

[Verwendungszweck, Indikationen]

Dieses Produkt ist ein Gerät, das zur Akupunktur- und/oder Moxa-Wärmebehandlung bestimmt ist.

Dieses Produkt darf nur von autorisierten Ärzten (Fachärzten) verwendet werden.

[Vorsichtsmaßnahme für die Anwendung (Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Nadeln bei den folgenden Patienten verwenden.)]

- Schwangere Frauen (Es kann Wehen auslösen.)
- Patienten mit bösartigen Tumoren (Es kann das Wachstum oder die Metastasierung von bösartigen Tumoren beschleunigen.)
- Patienten mit hämorrhagischer Erkrankung (kann zu Blutungen führen.)
- Patienten mit Allergien gegen Metalle wie Nickel, Chrom und andere Edelstahlkomponenten

[Verwendungsmethode] • Gehen Sie vorsichtig mit den Nadeln um, um Verletzungen zu vermeiden, da die Nadeln scharf sind.

1) **Bestätigung:** Vergewissern Sie sich, dass die sterile Verpackung nicht beschädigt, kontaminiert oder nass ist, und verwenden Sie sie nicht, falls dies der Fall ist.

2) **Einmalgebrauch:** Diese Seirin-Nadeln sind sterilisiert, wegwerfbar und nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung erhöht das Infektionsrisiko.

3) **Desinfektion:** Wischen Sie die Akupunkturstelle mit in Alkohol getauchter Watte usw. ab und lassen Sie sie trocknen, bevor Sie die Nadel einführen.

4) **Sichtkontrolle:** Überprüfen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Nadel. Verwenden Sie es nicht, wenn es Unregelmäßigkeiten wie Verdrehungen oder Beschädigungen aufweist.

5) **Öffnen der Verpackung und Herausnehmen des Produkts:** Halten Sie beim Öffnen der Verpackung und Herausnehmen der Nadel den Griff, ohne die Nadel direkt mit Ihren bloßen Händen zu berühren.

6) **Einführen:** Lassen Sie beim Einführen oder bei der Akupunktur mindestens 1/3 der Nadellänge außerhalb der Haut. Bei Verwendung einer Nadel der Stärke Nr. 01 (ø 0,14) oder dünner mit einer Nadel, die 15 mm oder länger ist, sollte die Einstichtiefe weniger als 1/2 der Länge der Nadel betragen. Die Tiefe und der Winkel der Nadeln sollten sorgfältig ausgewählt werden, um Schäden an Organen und Nerven zu vermeiden. Während der Behandlung ist es ratsam, das Einführen der Nadeln zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verändern. Tiefere Nadeln aufgrund von Muskelkontraktionen können Organ- oder Nervenschäden verursachen.

7) **Nach Gebrauch:** Entsorgen Sie die Nadeln sicher, um Infektionen zu vermeiden. Wenn die Nadeln nach dem Öffnen der Verpackung nicht verwendet werden, verwenden Sie sie nicht und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

8) **Intermuskuläre Behandlung:** Bei der intermuskulären Behandlung kann es zu übermäßiger Muskelspannung kommen, die zum Abbrechen der Nadeln führen kann. Verwenden Sie für die intermuskuläre Behandlung Nadeln der Stärke Nr. 2 (ø 0,18) oder größer, um ein Brechen der Nadeln zu vermeiden. Weisen Sie den Patienten an, sich zu entspannen und aufzupassen, wenn er während der Behandlung hustet. Beachten Sie, dass die Nadeln brechen können, wenn sie mit mehr Kraft verdreht oder gedreht werden, als das Metall aushalten kann.

9) **Moxa-Wärmebehandlung:** Verwenden Sie für die Moxa-Wärmebehandlung nur Nadeln mit Metallgriffen. Achten Sie während der Behandlung darauf, lokale Verbrennungen zu vermeiden und für eine ausreichende Raumbelüftung zu sorgen. • Stellen Sie die Nadel und die Kappe nicht in die Nähe von Feuer. Die Nadel kann sich verdrehen und die Kappe kann verbrennen.

10) **Elektrische Behandlung:** Diese Nadeln sind nicht für die Elektroakupunktur bestimmt.

Wenn Sie eine Elektroakupunkturbehandlung durchführen müssen, lesen Sie bitte die Produktliteratur und die Bedienungsanleitung des Elektroakupunkturgeräts, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Übermäßige elektrische Stimulation (bei 100 Hz oder mehr, mit einer Stromstärke von 1 mA rms oder mehr oder einer Gesamtstimulusladung pro Behandlung von 1 C oder mehr) könnte die Nadeln aufgrund von Nadelkorrosion oder starken Muskelkontraktionen brechen.

Akupunkturtiefen von weniger als 10 mm können zu Korrosion der Nadeln oder Schädigung des biologischen Gewebes führen.

[Nebenwirkungen] Der Patient kann Schmerzen, Juckreiz, Benommenheit, Unwohlsein, Übelkeit und mikroskopische Blutungen erfahren.

[Aufbewahrungsmethode] Bewahren Sie die Nadeln an einem sicheren Ort fern von Wasseraustritt, direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen, Chemikalien und Kindern auf.

[Verfallsdatum] • Das Verfallsdatum (basierend auf internen Tests) ist auf der Verpackung angegeben. Überprüfen Sie vor Gebrauch das Verfallsdatum und verwenden Sie keine abgelaufenen Produkte.

Melden Sie alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Gerät dem Hersteller und den Gesundheitsbehörden des Mitgliedstaats, in dem sich der Benutzer und/oder Patient aufhält.