

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



Produttore: SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Giappone
<https://www.seirin.jp>

diam (mm)	Valutare	Lunghezza dell'ago (mm)								
		15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	№03	○								
0.12	№02	○	○	○						
0.14	№01	○	○	○						
0.16	№1	○	○	○	○					
0.18	№2	○	○	○	○					
0.20	№3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.23	№4		○	○	○					
0.25	№5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.30	№8		○	○	○	○	○	○	○	○
0.35	№10				○		○	○	○	○

Le taglie indicate dai cerchi sopra variano a seconda del prodotto e possono comprendere taglie di prodotti non standardizzati. Per maggiori dettagli, consultare le brochure.

AGHI PER AGOPUNTURA SEIRIN

<Principle> Questi aghi per agopuntura sono conformi alla norma ISO 17218, che specifica i requisiti per l'agopuntura sterile monouso.

[Uso previsto, indicazioni]

Questo prodotto è un dispositivo destinato all'uso per l'agopuntura e/o il trattamento termico con moxa.

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato solo da medici (specialisti) autorizzati.

[Precauzioni per l'uso (fare attenzione quando si usano gli aghi sui seguenti pazienti.)]

- Donne in gravidanza (può indurre il travaglio.)
- Pazienti con tumori maligni (può accelerare la crescita o la metastasi di tumori maligni.)
- Pazienti con malattia emorragica (può portare a sanguinamento.)
- Pazienti con allergie a metalli come nichel, cromo e altri componenti in acciaio inossidabile

[Metodo d'uso] • Maneggiare gli aghi con cura per evitare lesioni perché gli aghi sono affilati.

- 1) **Conferma:** confermare che la confezione sterile non sia danneggiata, contaminata o bagnata e non utilizzarla se lo è.
- 2) **Monouso:** questi aghi Seirin sono sterilizzati, monouso e solo monouso. Il loro riutilizzo aumenta il rischio di infezione.
- 3) **Disinfezione:** pulire il sito di agopuntura con cotone imbevuto di alcol, ecc. e lasciarlo asciugare prima di inserire l'ago.
- 4) **Ispezione visiva:** prima dell'uso, assicurarsi di ispezionare l'ago. Non utilizzarlo se presenta irregolarità, come torsioni o danni.
- 5) **Apertura della confezione ed estrazione del prodotto:** Quando si apre la confezione ed estrae l'ago, tenere l'impugnatura senza toccare l'ago direttamente a mani nude.
- 6) **Inserimento:** lasciare almeno 1/3 della lunghezza dell'ago fuori dalla pelle quando si inserisce o si esegue l'agopuntura. Quando si utilizza un ago calibro n. 01 ($\varnothing 0,14$) o un ago più sottile con un ago di 15 mm o più, la profondità di inserimento deve essere inferiore a 1/2 della lunghezza dell'ago. La profondità e l'angolo degli aghi devono essere accuratamente selezionati per evitare danni agli organi e ai nervi. Durante il trattamento si consiglia di monitorare l'inserimento degli aghi per assicurarsi che non si modificano. Gli aghi più profondi dovuti alla contrazione muscolare possono causare danni agli organi o ai nervi.
- 7) **Dopo l'uso:** Smaltire gli aghi in modo sicuro per prevenire infezioni. Se gli aghi non vengono utilizzati dopo l'apertura della confezione, non utilizzarli e smaltirli correttamente.
- 8) **Trattamento intermuscolare:** nel trattamento intermuscolare, può verificarsi un'eccessiva tensione muscolare, causando la rottura degli aghi. Per il trattamento intermuscolare, utilizzare aghi calibro n. 2 ($\varnothing 0,18$) o più grandi per evitare che gli aghi si rompano. Consigliare al paziente di rilassarsi e prestare attenzione se durante il trattamento tossisce. Tieni presente che gli aghi potrebbero rompersi se vengono attorcigliati o ruotati con una forza maggiore di quella che il metallo può sopportare.
- 9) **Trattamento termico con moxa:** utilizzare solo aghi con manici in metallo per il trattamento termico con moxa. Durante il trattamento, prestare attenzione a prevenire ustioni locali e garantire un'adeguata ventilazione della stanza. • Non mettere l'ago e il cappuccio vicino al fuoco. L'ago potrebbe attorcigliarsi e il cappuccio potrebbe bruciarsi.
- 10) **Trattamento elettrico:** questi aghi non sono destinati all'elettroagopuntura.

Se è necessario utilizzare un trattamento di elettroagopuntura, leggere la documentazione del prodotto e il manuale di istruzioni del dispositivo di elettroagopuntura per garantire la sicurezza.

Una stimolazione elettrica eccessiva (a 100 Hz o più, con un'intensità di corrente di 1 mA rms o più o una carica di stimolo totale per trattamento di 1 C o più) potrebbe rompere gli aghi a causa della corrosione dell'ago o di forti contrazioni muscolari.

Profondità di agopuntura inferiori a 10 mm possono causare corrosione degli aghi o danni al tessuto biologico.

[Reazioni avverse] Il paziente può avvertire dolore, prurito, sonnolenza, malessere, nausea e sanguinamento microscopico.

[Metodo di conservazione] Conservare gli aghi in un luogo sicuro lontano da perdite d'acqua, luce solare diretta, umidità elevata e temperature elevate, prodotti chimici e bambini.

[Data di scadenza] • La data di scadenza (basata su test interni) è indicata sulla scatola. Prima dell'uso controllare la data di scadenza e non utilizzare prodotti scaduti.

Segnalare tutti gli eventi gravi associati a questo dispositivo al produttore e alle autorità sanitarie dello stato membro in cui risiedono l'utente e/o il paziente.

Doc. SAN220228-it-001
Data di emissione: 28/02/2022

