

## SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



Fabricante: CORPORACIÓN SEIRIN  
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Japón  
<https://www.seirin.jp>

diámetro (mm)	Indicador	Longitud de la aguja (mm)								
		15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	Nº03	○								
0.12	Nº02	○	○	○						
0.14	Nº01	○	○	○						
0.16	Nº1	○	○	○	○					
0.18	Nº2	○	○	○	○					
0.20	Nº3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.23	Nº4		○	○	○					
0.25	Nº5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.30	Nº8		○	○	○	○	○	○	○	○
0.35	Nº10				○		○	○	○	○

Los tamaños indicados por los círculos de arriba varían según el producto y pueden incluir los tamaños de productos no estandarizados. Para obtener más detalles, consulte los folletos.

### AGUJAS DE ACUPUNTURA SEIRIN

<Principle> Estas agujas de acupuntura cumplen con la norma ISO 17218, que especifica los requisitos para la acupuntura estéril de un solo uso.

#### [Uso previsto, indicaciones]

Este producto es un dispositivo destinado a ser utilizado para acupuntura y/o tratamiento térmico con moxa.

Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente por médicos autorizados (especialistas).

#### [Precauciones de uso (Tenga cuidado al usar las agujas en los siguientes pacientes.)]

- Mujeres embarazadas (Puede inducir el parto).
- Pacientes con tumores malignos (Puede acelerar el crecimiento o metástasis de tumores malignos.)
- Pacientes con enfermedad hemorrágica (puede provocar sangrado).
- Pacientes con alergias a metales como el níquel, el cromo y otros componentes de acero inoxidable

[Método de uso] • Manipule las agujas con cuidado para evitar lesiones porque las agujas son afiladas.

- 1) **Confirmación:** Confirme que el paquete estéril no esté dañado, contaminado o mojado, y no lo use si lo está.
- 2) **Un solo uso:** estas agujas Seirin están esterilizadas, son desechables y de un solo uso. Reutilizarlos aumenta el riesgo de infección.
- 3) **Desinfección:** limpie el sitio de acupuntura con un algodón humedecido en alcohol, etc., y déjelo secar antes de insertar la aguja.
- 4) **Inspección visual:** Antes de usar, asegúrese de inspeccionar la aguja. No lo use si muestra irregularidades, como torceduras o daños.
- 5) **Apertura del paquete y extracción del producto:** Al abrir el paquete y sacar la aguja, sujetar el mango sin tocar la aguja directamente con las manos desnudas.
- 6) **Inserción:** Deje al menos 1/3 de la longitud de la aguja fuera de la piel cuando inserte o proporcione acupuntura. Cuando utilice una aguja de calibre n.º 01 (ø0,14) o más fina con una aguja de 15 mm o más, la profundidad de inserción debe ser inferior a la mitad de la longitud de la aguja. La profundidad y el ángulo de las agujas deben seleccionarse cuidadosamente para evitar daños a órganos y nervios. Durante el tratamiento, es recomendable controlar la inserción de las agujas para asegurarse de que no cambien. Las agujas más profundas debido a la contracción muscular pueden causar daño a órganos o nervios.
- 7) **Después del uso:** Deseche las agujas de forma segura para evitar infecciones. Si las agujas no se usan después de abrir el paquete, no las use y deséchelas adecuadamente.
- 8) **Tratamiento intermuscular:** En el tratamiento intermuscular se puede producir una tensión muscular excesiva, provocando la rotura de las agujas. Para el tratamiento intermuscular, utilice agujas de calibre n.º 2 (ø0,18) o más grandes para evitar que se rompan. Aconseje al paciente que se relaje y preste atención si tose durante el tratamiento. Tenga en cuenta que las agujas pueden romperse si se fuerzan o giran con más fuerza de la que puede soportar el metal.
- 9) **Tratamiento térmico con moxa:** Utilice únicamente agujas con mangos metálicos para el tratamiento térmico con moxa. Durante el tratamiento, tenga cuidado de evitar quemaduras locales y garantice una ventilación adecuada de la habitación. • No coloque la aguja y el capuchón cerca del fuego. La aguja puede torcerse y la tapa puede quemarse.
- 10) **Tratamiento eléctrico:** estas agujas no están destinadas a la electroacupuntura.

Si tiene que usar un tratamiento de electroacupuntura, lea la documentación del producto y el manual de instrucciones del dispositivo de electroacupuntura para garantizar la seguridad.

La estimulación eléctrica excesiva (a 100 Hz o más, con una intensidad de corriente de 1 mA rms o más o una carga de estímulo total por tratamiento de 1 C o más) podría romper las agujas debido a la corrosión de las agujas o a fuertes contracciones musculares.

Las profundidades de acupuntura de menos de 10 mm pueden provocar la corrosión de las agujas o daños en el tejido biológico.

[Reacciones adversas] El paciente puede experimentar dolor, picazón, somnolencia, malestar, náuseas y sangrado microscópico.

[Método de almacenamiento] Guarde las agujas en un lugar seguro lejos de fugas de agua, luz solar directa, alta humedad y altas temperaturas, productos químicos y niños.

[Fecha de caducidad] • La fecha de caducidad (basada en pruebas internas) se indica en la caja. Antes de usar, compruebe la fecha de caducidad y no utilice productos caducados.

Informe todos los eventos graves asociados con este dispositivo al fabricante y a las autoridades sanitarias del estado miembro donde reside el usuario y/o el paciente.