



## TRAINER ZUR BLUTUNGS- KONTROLLE AM ARM P102

Verbessern Sie die Schulung der präklinischen Patientenversorgung mit Unterweisungen und praktischen Übungen zur **Blutungskontrolle mittels Wundtamponaden und Tourniquets**. Dieser Simulator ist besonders für Schulungen der taktischen Verwundetenversorgung im Gefecht und der zivilen Verwundetenversorgung geeignet.

Der preisgünstige Trainer zur Blutungskontrolle am Arm P102 von 3B Scientific ist die perfekte Lösung für die **realistische Schulung der Blutungskontrolle und der Versorgung traumatischer Armverletzungen**.



Der Trainer kann auch mithilfe des Trageriemens der Tasche von einem Probanden im Feld getragen werden.

### Übung der folgenden Verfahren zur Blutungskontrolle:

- Anlegen eines Tourniquets
- Wundtamponade, einschließlich Gelenkwunde
- Anwendung von XSTAT® (hämostatisches Instrument)



#### Technische Merkmale des Trainers zur Blutungskontrolle am Arm P102:

- Der Trainer simuliert einen vollständigen Arm eines erwachsenen Mannes mit einer wirklichkeitsgetreuen äußeren Anatomie
- Die Haut besteht aus qualitativ hochwertigem robustem SKINlike™ Silikon und simuliert die Haptik des menschlichen Gewebes (Haut)
- Mit knöchernen Orientierungspunkten und tastbaren Gefäßverletzungen bei der Durchschusswunde
- Direktes Feedback: Die Blutung stoppt (mechanischer Verschluss der Blutgefäße), wenn das Tourniquet korrekt angelegt wurde (Platzieren und Schließen)
- Das Tourniquet kann „hoch und fest“ oder 5-8 cm oberhalb von der Wunde angelegt werden
- Zum Üben modularer Verletzungsszenarien kann jede Wunde mit einer dafür vorgesehenen Abdeckung bedeckt werden
- Jede Wunde blutet unabhängig
- Für den Einsatz im Feld entwickelt: robuste Konstruktion, keine Batterien oder externe Stromversorgung notwendig
- Einfach zu reinigen und in der Tragetasche (im Lieferumfang enthalten) zu transportieren
- Wirklichkeitsgetreuer, kostengünstiger Simulator für wiederholte Übungen

#### Blutungssystem:

- Sicherer Blutspeicher (2 Liter) mit manuellem Blutpumpensystem zur Simulation venöser oder arterieller pulsierender Blutungen
- Kein Rückfluss des Blutes in den Blutspeicher während der Wundtamponade
- Enthält 100g künstliches Blutpulver zur Zubereitung von 10 Litern künstlichem Blut

#### Lieferumfang:

- Traumaarm mit 3 verschiedenen traumatischen Wunden
- 3 Wundabdeckungen
- Manuelles Blutpumpensystem
- Blutspeicher für 2 Liter
- Künstliches Blutpulver (100 Gramm)
- Tragetasche und Trageriemen für Traumaarm

Abmessungen und Gewicht: 93 cm, 3 kg

- 1022652 Trainer Blutungskontrolle Arm P102 - helle Haut
- 1023313 Trainer Blutungskontrolle Arm P102D - dunkle Haut
- 1023954 Künstliches Blutpulver
- 1024091 Künstliches Blutpulver (10er Set)



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE ONLINE AUF [3BScientific.com](http://3BScientific.com)



3B Scientific GmbH • Heidelberger Straße 26 • 01189 Dresden • Germany • [3bscientific.com](http://3bscientific.com)

Telefon: +49 351 40390-0 • Fax: +49 351 40390-543 • E-Mail: [vertrieb@3bscientific.com](mailto:vertrieb@3bscientific.com)