



REALITi360 MEJORA LA ENSEÑANZA MEDIANTE SIMULACIÓN SU CENTRO DE SIMULACIÓN MÓVIL

El **ecosistema REALITi360** permite a los docentes médicos reproducir prácticamente cualquier escenario de formación, sea básico o complejo. Proporcione a sus alumnos una experiencia educativa enriquecedora que les permite adquirir nuevas técnicas para atender emergencias prehospitalarias y pacientes hospitalizados. Con REALITi360 puede **impartir formación en cualquier momento y lugar**: ambulancias, helicópteros, centros de simulación u hospitales. REALITi360 es una solución totalmente móvil que le ayuda a aumentar el realismo y la flexibilidad de sus clases prácticas basadas en escenarios. Prepare a sus alumnos para aplicar los protocolos de respuesta a emergencias y gestionar catástrofes e incidentes.

➤ AQUÍ PUEDE ENCONTRAR EL KIT REALITi360 ADECUADO PARA SUS REQUISITOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS:

	REALITi Go	REALITi Plus	REALITi Pro
Número de artículo	1022862	1022815	1022816
Versión de iOS	11 o superior	11 o superior	11 o superior
Pantallas universales (genéricas) – Monitores, desfibrilador, DEA, respirador	6	6	6
Pantallas premium simuladas (Zoll, Philips, Schiller, etc.)	–	1	5
Pantallas premium opcionales disponibles	17+	17+	17+
Tablet de monitor de paciente (incluido)	12,9 pulg.	12,9 pulg.	12,9 pulg.
Tablet de controlador (incluido)	9,7 o 10,2 pulg.	9,7 o 10,2 pulg.	9,7 o 10,2 pulg.
1 enrutador WiFi	✓	✓	✓
1 Powerbank USB	✓	✓	✓
1 bolsa de simulación y juego de accesorios*	✓	✓	✓
Ondas de ECG – Con control de frecuencia	70+	70+	70+
ECG – Funciones avanzadas	–	✓	✓
ECG estático – 12 derivaciones	✓	✓	✓
ECG en vivo/dinámico – 12 derivaciones	–	✓	✓
Ondas de SpO ₂	✓	✓	✓
Ondas de CO ₂	✓	✓	✓
Ondas de presión arterial invasiva	✓	✓	✓
Ondas de cuidados críticos	–	PIC, PVC, PAP**	PIC, PVC, PAP**
CO ₂ retenido (CPR)	✓	✓	✓
Creación de escenarios	✓	✓	✓
Radiología e imágenes de pacientes	✓	✓	✓
Imágenes de paciente	✓	✓	✓
Informes de laboratorio	✓	✓	✓
Sistema de gestión formativa	✓	✓	✓
Módulo de respuesta de CPR	Opcional	Opcional	✓
Módulo de repaso en vídeo	Opcional	Opcional	✓
Tablet de gráfica de paciente	Opcional	Opcional	Opcional
Módulo de control remoto	Opcional	Opcional	Opcional

* Juego de accesorios: cable de ECG de 3 derivaciones, cable de ECG de 7 derivaciones, cable troncal de ECG de 10 derivaciones, sensor de SpO₂, manguito de PNI para adulto, conector para desfibrilador / DEA, electrodos de ECG desechables para adulto, tubo de secado de gas de sensor de EtCO₂
 ** Disponible en GE Carescape, Philips MX800, Corpuls 3 y 3T. Próximamente en Zoll X y Propaq MD.

El ecosistema REALITi360 consta de 3 productos principales: ¡elija su kit de simulación!



➤ LAS SIMULACIONES COBRAN VIDA CON EL ECOSISTEMA REALITi360:



- + Imita desfibriladores, monitores y respiradores reales.
- + Facilita la evaluación participativa de los alumnos y el aprendizaje a distancia.
- + Lleva integrado un sistema de gestión formativa para acceder a todos los datos de simulación.
- + Lleva integrada una biblioteca de radiología y ECG de 12 derivaciones.
- + Convierte cualquier sesión práctica en una simulación de escenarios de alta calidad.
- + Crea escenarios en minutos.

En colaboración con prestigiosos fabricantes de desfibriladores y monitores, iSimulate ha desarrollado interfaces hiperrealistas con el mismo aspecto y funcionamiento que los monitores de constantes vitales y los desfibriladores reales utilizados en atención sanitaria. La selección de pantallas premium simuladas de REALITi360, que se amplía constantemente, permite a los estudiantes practicar con numerosos monitores y desfibriladores que pueden encontrar durante el ejercicio de su profesión en hospitales y servicios de emergencia. Con arreglo a las necesidades de formación individuales y la configuración del producto, los usuarios pueden seleccionar una o varias pantallas premium para practicar mediante simulación.

REALITi360 simula gran variedad de pantallas de monitores de paciente, desfibriladores y respiradores de excelentes marcas para aportar aún más realismo a la formación in situ.



Pantalla simulada de monitor/desfibrilador "Zoll® Propaq® MD"

N.º artículo: 8000978



Pantalla simulada de monitor/desfibrilador "DEFIGARD Touch 7"

N.º artículo: 8001000



Pantalla simulada de monitor "Connex® VSM 6000"

N.º artículo: 8000977



Pantalla simulada de monitor "Medtronic Capnostream™ 35"

N.º artículo: 8000973



Pantalla simulada de respirador "ZOLL EMV+®"

N.º artículo: 8001016



Pantalla simulada de monitor de cuidados intensivos "GE CARESCAPE™ B40"

N.º artículo: 8000969

Las pantallas simuladas funcionan con el software de monitor de constantes vitales y desfibrilador de REALITi360. Están diseñadas para usarlas con los sistemas de simulación de monitores de paciente REALITi Plus y REALITi Pro. Los instructores pueden añadir fácilmente escenarios de formación o descargar escenarios nuevos de la plataforma de la Comunidad REALITi360.



► ECOSISTEMA REALITi360: ELIJA EL SUYO HOY MISMO

REALITi Go – Conceptos básicos para iniciar la enseñanza mediante simulación

6 pantallas universales ofrecen a los instructores un marco configurado para proporcionar a los alumnos una formación efectiva y realista en situaciones preclínicas y clínicas.

N.º de artículo 1022862

REALITi Plus – Mejora las actividades de simulación

Listo para incorporar pantallas simuladas a la formación práctica. REALITi Plus es la opción perfecta para enseñar a estudiantes de medicina y paramedicina el uso y el funcionamiento prácticos de un monitor o un desfibrilador.

N.º de artículo 1022815

REALITi Pro – Prestaciones de simulación avanzadas

Con 5 pantallas premium, REALITi Pro constituye una solución portátil muy avanzada para los instructores médicos. Kit de hardware y software completo que facilita repastos detallados, transmisión de vídeo y evaluación de cursos de formación. Se incluye el módulo CPR que proporciona información en tiempo real sobre la velocidad, la profundidad y el retroceso.

N.º de artículo 1022816

Contáctenos hoy mismo para concertar una videollamada demostrativa.



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER TODAS LAS VERSIONES.



España 3B Scientific, S.L. • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8 • 46980 Paterna (Valencia)
España • 3bscientific.es • Phone: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • E-mail: e3bs@3bscientific.com