



ÚJ: Összesen 42 prémium minőségű szív-, tüdő- és bélhangot tartalmazó gazdag könyvtár

NIKKI, A HALLGATÓZÁS (AUSZKULTÁCIÓ) GYAKORLÁSÁRA SZOLGÁLÓ BETEGÁPOLÁSI TANBÁBU

Építse fel és értékelje betegápolási és ápolói segítségnyújtási kompetenciáit és hallgatározási készségeit egy „mindent az egyben” tartalmazó képzési tanbábu segítségével! Nikki, a hallgatározás gyakorlására szolgáló betegápolási tanbábu 11 elülső és 4 hátsó hallgatározási helyet kínál, összesen 42 kitűnő minőségű hallgatározási hanggal a fejlett betegápolási készségek javítására. A NursingScope nevű elektronikus szimulációs oktatási sztetoszkóppal együtt kapható tanbábu a valósághűség extra szintjét biztosítja minden hallgatározási képzéshez vagy objektív strukturált klinikai vizsgálathoz (O.S.C.E.). A tanbábút kifejezetten forgatókönyv-alapú szimulációs célokra fejlesztették ki a betegápolási kompetenciák és a fejlett ápolói készségek javításához.

> 11 ELÜLSŐ ÉS 4 HÁTULSÓ HALLGATÓZÁSI HELY



Nikki, a hallgatózás (auszkultáció) gyakorlására szolgáló betegápolási tanbábu

Ez az auszkultációs és betegápolási képzést segítő tanbábu egy felnőtt, életnagyságú beteget utánoz, és a NursingScope nevű oktatási sztetoszkóppal együtt kapható. A NursingScope egy elektronikus szimulációs oktatási sztetoszkóp, melyet hallgatózási képzési célokra vagy objektív strukturált klinikai vizsgálathoz (O.S.C.E.) fejlesztettek ki. Vezeték nélkül működik együtt a vezérlő eszközzel (amely a készlet része), és hozzáférést biztosít az oktató számára a Cardionics nagy hangkönyvtárhoz. Az oktató a képzés helyszínén ki tudja választani és meg tudja változtatni a hangokat. A NursingScope sztetoszkópot a megfelelő auszkultációs helyre téve a képzésben részesülő személy meghallgathatja a fiziológiás vagy kóros állapotokra jellemző hangok bármelyikét.

1022952

A Nikki, a hallgatózás gyakorlására szolgáló betegápolási tanbábu az auszkultációs képzést segítő Cardionics hangkönyvtárral 11 elülső és 4 hátulsó auszkultációs helyet kínál, kitűnő minőségű hangokkal.

- 21 szívhang, többek között az aortastenosis, a perzisztáló Botallo-vezeték (ductus arteriosus) és a szisztolés szívzörej hangjai
- 15 tüdőhang, többek között a stridoros légzés, a pectoriloquy (mellkasi beszéd) és a tüdőödéma hangjai
- 6 bélhang, többek között a haskorgás (borborygmus), a hiper- és hipoaktív bélműködés, valamint a normál bélműködés hangjai



Sikerés auszkultációs képzés a NursingScope oktatási sztetoszkóppal:

1. A sztetoszkóp helyes elhelyezésének oktatása
2. A normál és a rendellenes szív-, tüdő- és bélhangok felismerésének megtanítása
3. A megfelelő anatómiai terminológia oktatása
4. A betegekkel és az orvosi személyzettel való alapvető kommunikációs készségek megtanítása

A NursingScope auszkultációs oktatási sztetoszkóp jellemzőinek áttekintése:

- A NursingScope wifi lehetővé teszi az oktató számára, hogy a távolból kiválassza az auszkultációs képzéshez használni kívánt hangokat
- A hangok csak a megfelelő auszkultációs helyeken hallgathatók meg
- Felhasználóbarát szoftver maximális rugalmassággal: a rendszer a konkrét egyéni igényekhez adaptálható, és a hangok és forgatókönyvek gyakorlatilag korlátlan választékát nyújtja
- Gyorsan cserélhető AAA elem



202110



TUDJON MEG TÖBBET NIKKIRŐL, A HALLGATÓZÁS GYAKORLÁSÁRA SZOLGÁLÓ BETEGÁPOLÁSI TANBÁBURÓL A 3BSCIENTIFIC.COM CÍMEN!



3B Scientific Europe Kft. • Taneszkögyártó és Forgalmazó Kft • Kozma u. 9/BH-1108 Budapes • Hungary
3bscientific.hu • Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93 • E-mail: eu3bs@3bscientific.com