


**NOVITÀ: Ampia libreria di 42 suoni cardiaci, polmonari e intestinali di qualità premium**

## **NIKKI IL MANICHINO PER LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA CON AUSCULTAZIONE**

Costruire e valutare le competenze nella cura dei pazienti e nel campo dell'assistenza infermieristica oltre alle abilità nell'auscultazione con un manichino per addestramento all-in-one! Nikki il manichino per la formazione infermieristica con auscultazione offre 11 punti di auscultazione anteriori e 4 posteriori, con 42 suoni di alta qualità per migliorare la competenza nella cura dei pazienti avanzata. Fornito con NursingScope, uno stetoscopio fornite da Cardionics elettronico creato per l'addestramento alla simulazione, apporta un livello di realismo supplementare nel training dedicato all'auscultazione o all'approccio O.S.C.E. (Objective Structured Clinical Examination, esame clinico strutturato oggettivo). Il manichino è stato sviluppato specificamente per una simulazione basata su scenari al fine di accrescere le competenze nella cura dei pazienti e le abilità infermieristiche avanzate.


## > 11 SITI DI AUSCULTAZIONE ANTERIORI E 4 POSTERIORI



### Nikki il manichino per la formazione infermieristica con auscultazione

Questo manichino per l'auscultazione e la cura dei pazienti a grandezza naturale simula un paziente adulto e include lo stetoscopio per l'addestramento NursingScope. NursingScope è uno stetoscopio elettronico creato per l'addestramento alla simulazione dedicata all'auscultazione o all'approccio O.S.C.E (Objective Structured Clinical Examination, esame clinico strutturato oggettivo). Funziona senza fili (modalità wireless) con il laptop del controller (incluso) e offre all'istruttore l'accesso all'ampia libreria di suoni Cardionics. L'istruttore può selezionare e modificare i suoni sul momento. Il discente ascolta le condizioni fisiologiche o patologiche dopo aver posizionato lo stetoscopio NursingScope nel punto di auscultazione corretto.

1022952



*Nikki il manichino per la formazione infermieristica con auscultazione dotato della libreria di suoni Cardionics per l'addestramento all'auscultazione mette a disposizione 11 siti di auscultazione anteriori e 4 posteriori con suoni di alta qualità.*

- 21 suoni cardiaci, inclusi stenosi dell'aorta, dotto arterioso pervio (PDA) e murmure sistolico
- 15 suoni polmonari, inclusi stridore, pettoriloquio ed edema polmonare
- 6 suoni intestinali, inclusi borborigmo, suoni intestinali iper- e ipoattivi e suoni intestinali normali



### Formazione di successo grazie allo stetoscopio Nursing Scope:

1. Formazione al corretto posizionamento dello stetoscopio
2. Formazione alla diagnosi di suoni cardiaci, polmonari e intestinali normali e anomali
3. Formazione all'acquisizione della corretta terminologia anatomica
4. Formazione all'acquisizione delle competenze essenziali per una comunicazione efficace con il paziente e l'equipe medica

### Panoramica delle funzionalità dello stetoscopio per l'formazione all'auscultazione NursingScope:

- NursingScope Wi-Fi consente all'istruttore di selezionare da remoto i suoni per l'formazione all'auscultazione
- Ascolto dei suoni solo in corrispondenza dei siti di auscultazione corretti
- Software intuitivo per l'utente che offre la massima flessibilità: il sistema può essere adattato in base ai propri requisiti specifici consentendo selezioni e scenari di suoni virtualmente illimitati
- Sostituzione rapida della batteria AAA



10/2021



SCOPRI ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MANICHINO PER LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA CON AUSCULTAZIONE NIKKI A [3BSIDENTIFIC.COM](http://3bscientific.com)



Italia **3B Scientific S.r.l** • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • [3bscientific.it](http://3bscientific.it)  
Phone: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051- 4695098 • E-mail: [vendite.italia@3bscientific.com](mailto:vendite.italia@3bscientific.com)