





НОВЫЙ ПРОДУКТ: Обширная библиотека из 42 высококачественных звуков сердца, легких и кишечника

МАНЕКЕН С АУСКУЛЬТАЦИЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МЕДСЕСТЕР NIKKI

Развивайте и оценивайте навыки ухода за пациентами и квалификацию медсестер, а также навыки аускультации с помощью универсального учебного манекена! Манекен с аускультацией для обучения медсестер Nikki предлагает 11 точек выслушивания спереди и 4 сзади с 42 высококачественными звуками для повышения квалификации в области специализированного ухода за пациентами. Поставляемый с NursingScore, учебным электронным стетоскопом от Cardionics, он привносит дополнительный уровень реализма в обучение аускультации или O.S.C.E. (объективному структурированному клиническому обследованию). Манекен был специально разработан для моделирования учебных сценариев, чтобы повысить компетентность в уходе за пациентами и усовершенствовать специализированные навыки медсестер.

➤ 11 ТОЧЕК ВЫСЛУШИВАНИЯ СПЕРЕДИ И 4 СЗАДИ



Манекен с аускультацией для обучения медсестер Nikki

Этот манекен для обучения аускультации и уходу за пациентом имитирует взрослого пациента в натуральную величину и включает учебный стетоскоп NursingScore. NursingScore — это учебный электронный стетоскоп-тренажер, созданный для целей обучения аускультации или O.S.C.E. (объективному структурированному клиническому обследованию). Он управляется по беспроводной связи входящим в комплект компьютером и дает инструктору доступ к большой библиотеке звуков Cardionics. Инструктор может выбирать и изменять звуки на месте. Обучаемый услышит физиологические или патологические звуки, как только поместит стетоскоп NursingScore в правильную точку аускультации.

1022952

Манекен с аускультацией для обучения медсестер Nikki с библиотекой звуков Cardionics для обучения аускультации предлагает 11 точек выслушивания спереди и 4 сзади и звуки высокого качества.

- 21 звук сердца, включая аортальный стеноз, открытый артериальный проток (ОАП) и систолический шум
- 15 звуков легких, включая стридор, пекторилоквию и отек легких
- 6 звуков кишечника, в том числе урчание, гипер- и гипоактивность кишечника и нормальные звуки кишечника



Успешное обучение аускультации с помощью учебного стетоскопа NursingScore:

1. Обучайте правильному размещению стетоскопа
2. Обучайте диагностике нормальных и ненормальных звуков сердца, легких и кишечника
3. Обучайте правильной анатомической терминологии
4. Формируйте необходимые навыки общения между пациентами и медицинским персоналом

Обзор функций учебного стетоскопа NursingScore:

- Благодаря Wi-Fi стетоскоп NursingScore позволяет преподавателю дистанционно выбирать звуки для обучения аускультации
- Звуки выслушиваются только в правильных точках аускультации
- Удобное для пользователя и максимально гибкое программное обеспечение: система может быть адаптирована к вашим конкретным требованиям, давая практически неограниченный выбор звуков и сценариев
- Быстрая замена батарейки AAA



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НИККИ, МАНЕКЕНЕ С АУСКУЛЬТАЦИЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МЕДСЕСТЕР, НА 3BSCIENTIFIC.COM



ООО «3Б Сайнтифик» • 196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 79А, лит. А, офис 400
3bscientific.com • Тел.: +7 812 3342223 • Факс: +7 812 3347150 • E-mail: sales.spb@3bscientific.com