



KANAMA KONTROLÜ EĞİTİMİ

KOL MODELİ P102

Hastane öncesi hasta bakımı eğitimini, yara sarma ve turnike uygulamasıyla kanama kontrolünü öğretici ve uygulamalı eğitimle geliştirin. Bu simülatör, özellikle Taktik Savaş Alanı Yaralı Bakımı (TCCC) ve Sivil Yaralı Bakımı eğitimi için uygundur.

3B Scientific tarafından sunulan uygun fiyatlı Kanama Kontrolü Eğitimi Kol Modeli P102, koldaki travmatik yaralanmaların kontrolü ve yönetimi konusunda gerçekçi bir eğitim için mükemmel bir çözümdür. Eğitim görenler, turnike ve yara tamponlama tekniklerini kullanarak zor kanamaları yönetme konusunda güven kazanacaklardır.



Simülâtör, ek gerçekçilik ve saha eğitimi için bir gönüllü tarafından da giyilebilir.

Aşağıdaki kanama kontrol prosedürlerini:

- Turnike uygulaması
- Yara tamponlama, eklem yarası yönetimi dahil
- XSTAT® (hemostatik cihaz) uygulaması



Kanama Kontrolü Eğitimi Kol Modeli P102'nin teknik özellikleri:

- Eğitmen, bir yetişkin erkeğin tam kolunu çok gerçekçi bir dış anatomi ile simüle eder.
- Deri, insan deri ve doku haptiklerini simüle etmek için yüksek kaliteli SKINlike™ dayanıklı silikondan yapılmıştır.
- GSW'deki kemik işaretleri ve hissedilebilir damar hasarı özelliklerine sahiptir.
- Doğrudan geri bildirim: turnike doğru bir şekilde uygulandığında (yerleştirme ve kapama), kanama durur (kan damarlarının mekanik tıkanması).
- Turnike uygulaması «yüksek ve sıkı» veya yaranın 5-8 cm (2"-3") yukarısında yapılabilir.
- Her yara, modüler yaralanma senaryoları sunmak için özel bir kapakla gizlenebilir.
- Her yara bağımsız olarak kanar.
- Saha kullanımı için tasarlanmıştır: dayanıklı yapı, pil veya harici güç gerektirmez.
- Taşıma çantasında (dahil) kolayca temizlenir ve taşınır.
- Tekrarlanan eğitimler için gerçekçi, düşük maliyetli simülâtör.

Kanama sistemi:

- Venöz veya arteriyel nabız kanamasını simüle eden manuel kan pompalama sistemi ile güvenli 2 litrelik kan rezervuarı.
- Yara tamponlama sırasında kanın rezervuara geri akışı olmaz.
- 2 litre kanın hazırlanması için 250 ml yapay kan konsantresi içerir.

Teslimat içeriği:

- 3 farklı travmatik yaraya sahip travma kolu
- 3 yara örtüsü
- Manuel kan pompalama sistemi
- Taşıma çantası + travma kolu giyilebilir kemer
- 2 litrelik kan rezervuarı
- Kan tozu (100 gram)

Boyutlar ve ağırlık:93 cm, 3 kg

- 1022652 Kanama Kontrolü Eğitimi Kol Modeli P102 - açık ten
- 1023313 Kanama Kontrolü Eğitimi Kol Modeli P102D - koyu ten
- 1023954 Kan tozu
- 1024091 Kan tozu (10'lu set)

 DAHA FAZLA BILGIYE ŞU ADRESTEN ULAŞABİLİRSİNİZ 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10Y Blok No:105 34235 • Tekstil Kent (B13 Blok No:36)
Esenler • İstanbul • Türkiye • 3bscientific.com • Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Faks: + 90 (0)212-422-8801