



AUMENTA LA REALTA' DELLA TUA SIMULAZIONE CON REALITI360 IL TUO CENTRO DI FORMAZIONE MOBILE

L'**ecosistema REALiTi360** permette agli istruttori di svolgere ogni tipo di formazione Dagli scenari più semplici a quelli più complessi. Offrite ai vostri studenti una ricca offerta per un'esperienza educativa, permettendo loro di acquisire nuove competenze per le emergenze pre-ospedaliere e intraospedaliere. **Allenarsi sempre e ovunque** con REALiTi360: in ambulanza, in elicottero, in un centro di simulazione o in ospedale. REALiTi360 è una soluzione completamente mobile che aiuta a migliorare il realismo e la flessibilità della vostra formazione. Preparate i vostri studenti per i protocolli di risposta alle emergenze, gestione dei disastri e degli incidenti.

➤ TROVA IL KIT REALITI360 CHE CORRISPONDE ALLE:

	REALITi Go	REALITi Plus	REALITi Pro
Cod. Prodotto	1022862	1022815	1022816
Versione iOS	11 o superiori	11 o superiori	11 o superiori
Display Generici Universali – Monitor, Defibrillatore manuale, DAE, ventilatore	6	6	6
Display Monitor utilizzati in commercio (Zoll, Philips, Schiller, etc.)	–	1	5
Display Monitor tra I quali scegliere	17+	17+	17+
Tablet Monitor (incluso)	12.9"	12.9"	12.9"
Tablet Istruttore (incluso)	9.7" o 10.2"	9.7" o 10.2"	9.7" o 10.2"
1 Router WiFi	✓	✓	✓
1 Powerbank	✓	✓	✓
1 Borsa completa di accessori*	✓	✓	✓
Forme d'onda ECG – Frequenza controllabile	70+	70+	70+
ECG – Funzioni Avanzate	–	✓	✓
ECG statico – 12 Derivazioni	✓	✓	✓
ECG Dinamico – 12 Derivazioni	–	✓	✓
Forme d'onda SpO ₂	✓	✓	✓
Forme d'onda CO ₂	✓	✓	✓
Forme d'onda per misurazione della pressione invasiva	✓	✓	✓
Forme d'onda di cure critiche	–	ICP, CVP, PAP**	ICP, CVP, PAP**
Preservare le emissioni di CO ₂ (CPR)	✓	✓	✓
Creazioni di Scenari	✓	✓	✓
Radiologia e immagini dei pazienti	✓	✓	✓
Immagini Paziente	✓	✓	✓
Referti di laboratorio	✓	✓	✓
Training Management System	✓	✓	✓
Modulo CPR feedback	Opzionale	Opzionale	✓
Modulo Video Debriefing	Opzionale	Opzionale	✓
Tablet per Parametri Paziente	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Modulo Controllo da remoto	Opzionale	Opzionale	Opzionale

* Set Accessori: ECG a 3 e 7 derivazioni, cavo per ECG a 10 derivazioni, sensore per SpO₂, Bracciale per la pressione adulto, connettori per AED e Defibrillatore Manuale, Elettrodi per ECG, capnografo ET/CO₂

** Disponibile su GE Carescape, Philips MX800, Corpuls 3 e 3T. In arrivo su Zoll X e Propaq MD.

L'ecosistema REALITI360 si compone di 3 prodotti: scegli il kit più adatto a te!



➤ L'ECOSISTEMA DI REALITI360, LA SIMULAZIONE DIVENTA REALTA'.

- + Imita gli schermi di defibrillatori, monitor paziente e ventilatori
- + Ha un sistema di valutazione coinvolgente per gli studenti e promuove la didattica a distanza
- + Include il sistema Training Management System che permette l'accesso allo storico di tutti i dati di simulazione
- + Ha una libreria di referti radiologici ed ECG a 12 derivazioni
- + Trasforma qualsiasi corso in un corso di formazione di alta qualità
- + Crea scenari in pochi minuti

Grazie alla collaborazione con i più diffusi produttori di defibrillatori e monitor, iSimulate ha creato interfacce iper-realistiche che sembrano e funzionano come i veri monitor paziente e defibrillatori usati. L'attuale e crescente selezione di Display Premium Screen per REALITI360 permette agli studenti di sperimentare un numero significativo di monitor e defibrillatori che potrebbero incontrare nella loro carriera in emergenza o in ospedale. In base alle esigenze individuali di formazione e alla configurazione del prodotto, gli utenti possono selezionare uno o più di questi Display Premium Screen per i loro corsi di simulazione.

REALITI360 simula un'ampia varietà di schermi per monitor paziente, defibrillatori e ventilatori di marca, fornendo così un maggiore realismo alla vostra formazione in situ.



Monitor Paziente / Defibrillatore
"Zoll® Propaq® MD"
Cod. 8000978



Monitor Paziente / Defibrillatore "DEFIGARD Touch 7"
Cod. 8001000



Monitor Paziente
"Connex® VSM 6000"
Cod. 8000977



Monitor Paziente
"Medtronic Capnostream™ 35"
Cod. 8000973



Ventilatore
"ZOLL EMV+®"
Cod. 8001016



Monitor Paziente per Terapia Intensiva
"GE CARESCAPE™ B40"
Cod. 8000969

Gli schermi simulati sono progettati per essere utilizzati con i sistemi di simulazione di monitor paziente: REALITI Plus e REALITI Pro. Grazie alla Community di REALITI360 gli istruttori possono facilmente condividere scenari di formazione o scaricare nuovi scenari creati da altri utenti.



► L'ECOSISTEMA REALITi360 – SCEGLI IL MODELLO ADATTO A TE

REALITi Go – Iniziate l'addestramento alla simulazione con le basi

Completo di 6 schermi universali, gli istruttori avranno a disposizione una configurazione che gli permetta di istruire i partecipanti al corso in modo efficace e realistico.

Cod. 1022862

REALITi Plus – Migliorate le vostre attività di simulazione

Pronti a introdurre uno schermo di marca simulato nella vostra formazione? REALITi Plus è la scelta perfetta per introdurre gli studenti di medicina e gli EMT all'operatività e funzionalità di un monitor o di un defibrillatore sul campo.

Cod. 1022815

REALITi Pro – Migliora la tua esperienza di simulazione

Con 5 schermi Premium, REALITi Pro offre una soluzione altamente avanzata e portatile per gli istruttori. Hardware completamente equipaggiato e un kit software video per facilitare i debriefing e trattarli in modo dettagliato. È inoltre incluso il modulo di RCP che consente di implementare in maniera semplice e immediata un accurato sistema di controllo in tempo reale delle performance di massaggio cardiaco su manichini da addestramento.

Cod. 1022816

Contattaci per maggiori informazioni.



SCANSIONA IL QR CODE PER SCOPRIRE TUTTE LE VERSIONI E I MODULI DISPONIBILI.



Italia 3B Scientific S.r.l. • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • 3bscientific.com
Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98 • E-mail: vendite.italia@3bscientific.com