



MIT REALiTi360 BRINGEN SIE HIGH-FIDELITY SIMULATION IN IHR TRAINING **DAS MOBILE SIMULATIONSZENTRUM**

Das **REALiTi360 Ecosystem** ermöglicht es medizinischen Ausbildern, fast jedes Szenario am simulierten Patientenmonitor ins Training einzubinden. Je nach Anforderung stehen drei unterschiedliche Set-Ups zur Verfügung, vom Starter Paket mit generischen Monitoren bis hin zur kompletten Lösung mit simulierten Monitoren namhafter Hersteller, CPR Feedback und einem Video Modul zum Debriefing.

Das System ist tragbar und sicher in einer Tasche untergebracht und kann **jederzeit und überall** zum Einsatz kommen. Ob szenariobasiertes Training im Krankenwagen, einem Hubschrauber, im Krankenhaus oder Sim-Center – Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

➤ FINDEN SIE DAS IDEALE REALITI360-KIT FÜR IHRE SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN:

	REALITI Go	REALITI Plus	REALITI Pro
Artikel-Nr.	1022862	1022815	1022816
iOS Version	11 oder höher	11 oder höher	11 oder höher
Generische Monitore – Patientenüberwachung, Defibrillator, AED, Beatmungsgerät	6	6	6
Anzahl frei zu wählender Premium-Monitor Simulationen (Zoll, Philips, Schiller, etc.)	–	1	5
Optional zu kaufende Premium-Monitor Simulationen	17+	17+	17+
Patientenmonitor Tablet (inklusive)	12.9"	12.9"	12.9"
Instructor Tablet (inklusive)	9.7" oder 10.2"	9.7" oder 10.2"	9.7" oder 10.2"
1 WiFi Router	✓	✓	✓
1 USB Powerbank	✓	✓	✓
1 Simulationstasche und Zubehör-Set*	✓	✓	✓
EKG Wellenformen – Rate kontrollierbar	70+	70+	70+
EKG Wellenformen – erweiterte Steuerung	–	✓	✓
Statisches EKG – 12-Kanal	✓	✓	✓
Dynamisches EKG – 12-Kanal	–	✓	✓
SpO ₂ Wellenformen	✓	✓	✓
CO ₂ Wellenformen	✓	✓	✓
Arterieller Blutdruck	✓	✓	✓
Intensivmedizin Wellenformen	–	ICP, CVP, PAP**	ICP, CVP, PAP**
Erhalte CO ₂ während der HLW	✓	✓	✓
Szenario erstellen	✓	✓	✓
Radiologie- und Patientenbilder	✓	✓	✓
Klinische Patientenbilder	✓	✓	✓
Laborberichte	✓	✓	✓
Trainingsmanagementsystem	✓	✓	✓
HLW Modul	Optional	Optional	✓
Video Debriefing Modul	Optional	Optional	✓
Patienten Krankenblatt	Optional	Optional	Optional
Remote Control Modul	Optional	Optional	Optional

* Zubehör-Set: 3 Elektroden EKG Kabel mit Verschluss Pin, 7 Elektroden EKG Kabel mit Verschluss Pin, 10 Ableitungen EKG Stammkabel, SpO₂ Sensor, Nicht-invasive Blutdruckmanschette für Erwachsene, Defibrillator/ AED-Anschluss, Einweg-EKG-Elektroden für Erwachsene, EtCO₂ Sensor Gastrocknerrohr
 ** Verfügbar für GE Carescape, Philips MX800, Corpuls 3 und 3T. Demnächst erhältlich bei Zoll X und Propaq MD.

Mit REALITI360 haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Simulations-Sets:



➤ SIMULIERTE PATIENTENFÄLLE WERDEN MIT DEM REALITI360 SYSTEM LEBENDIG:



- + Simuliert echte Patientenmonitore, Defibrillatoren und Beatmungsgeräte
- + Fördert die aktive Einbindung der Studenten bei der Bewertung und im Fernunterricht
- + Enthält ein eingebautes Trainingsmanagementsystem (TMS), um alle Simulationsdaten an einem zentralen Ort zu sammeln
- + Verfügt über eine eingebaute Radiologie Bibliothek inkl. Laborergebnisse
- + Kann jedes Training in eine High-Fidelity Simulation verwandeln
- + Neue Szenarien können minutenschnell erstellt werden

Durch die Zusammenarbeit mit bekannten Herstellern von Defibrillatoren und Patientenmonitoren hat iSimulate extrem realistische Simulationen geschaffen, die wie die echten Vorlagen aussehen und zu handhaben sind. Die aktuelle und stetig wachsende Auswahl an REALITI360 Premium-Simulationsbildschirmen ermöglicht es den Auszubildenden an den Monitoren zu lernen, mit denen sie in ihrer Laufbahn als Rettungssanitäter oder im Krankenhaus arbeiten werden. Entsprechend den individuellen Schulungsanforderungen und der Produktkonfiguration können Benutzer einen oder mehrere dieser Premium-Bildschirme für ihre Simulationsschulungen auswählen.

Hier finden Sie eine kleine Auswahl der simulierten Premium-Monitore, die Sie mit REALITI360 für Ihre Ausbildung nutzen können. Die komplette und immer aktuelle Liste finden Sie online auf 3bscientific.com.



Simulierter Monitor/Defibrillator-Bildschirm
 "Zoll® Propaq® MD"
 Artikel-Nr. 8000978



Simulierter Monitor/Defibrillator-Bildschirm
 "DEFIGARD Touch 7"
 Artikel-Nr. 8001000



Simulierter Monitor-Bildschirm
 "Connex® VSM 6000"
 Artikel-Nr. 8000977



Simulierter Monitor-Bildschirm
 "Medtronic Capnostream™ 35"
 Artikel-Nr. 8000973



Simulierter Monitor-Bildschirm
 "ZOLL EMV+®"
 Artikel-Nr. 8001016



Simulierter Monitor-Bildschirm
 "GE CARESCAPE™ B40"
 Artikel-Nr. 8000969

Simulierte Premium-Monitore arbeiten mit der REALITI360 Software. Szenarien und Vitalparameter können vom Ausbilder leicht über das Instructor Tablet verändert werden. Sie sind für den Einsatz mit den Patientenmonitor-Simulationssystemen von REALITI Plus und REALITI Pro konzipiert. In der REALITI360 Community Plattform stehen eine Vielzahl von Szenarien zum Download bereit.



› DAS REALITi360 ECOSYSTEM – WÄHLEN SIE IHRE LÖSUNG:

REALITi Go – Das Starter-Set ermöglicht Simulationen mit generischen Monitoren

Ausgestattet mit 6 generischen Bildschirmen haben Ausbilder eine Lösung, die die Kursteilnehmer effektiv und realistisch auf ihre Aufgaben im präklinischen und klinischen Bereich vorbereitet.

Artikel-Nr. 1022862

REALITi Plus – Inklusive einer Markenbildschirm-Simulation Ihrer Wahl

Bereit, einen simulierten Marken-Bildschirm in Ihr Training einzuführen? REALITi Plus ist die perfekte Wahl für die Einführung von Auszubildenden in den Betrieb und die Funktionalität eines Monitors oder Defibrillators im Feld.

Artikel-Nr. 1022815

REALITi Pro – Das komplette Simulationssystem inkl. CPR und Debriefing Modul

Mit 5 Premium-Bildschirmen bietet REALITi Pro eine hochentwickelte und tragbare Lösung für medizinische Ausbilder. Vollständig ausgestattetes Hardware- und Software-Kit für detailliertes Debriefing, Video-Streaming und Evaluierungen von Schulungskursen. Enthalten ist das CPR-Modul, das Echtzeit-Feedback zur Rate, Tiefe und zum Rückstoß liefert.

Artikel-Nr. 1022816

Kontaktieren Sie uns für Ihre Vorführung per Video-Anruf.



SCANNEN SIE DEN QR CODE UM ALLE VERSIONEN UND SPEZIFIKATIONEN IM DETAIL ZU SEHEN.