



REALTi SimScope

FORMACIÓN AVANZADA EN AUSCULTACIÓN EN REALTi 360

iSimulate ha desarrollado REALTi SimScope para el ecosistema de simulación REALTi 360 en colaboración con Cardionics, un líder mundial en productos de simulación de auscultación. REALTi SimScope es un estetoscopio electrónico de formación, diseñado para practicar la auscultación mediante simulación en maniqués y pacientes estandarizados. REALTi SimScope es idóneo para examen clínico objetivo y estructurado (ECO) o cualquier otro formato de exploración, desde ámbitos prehospitalarios hasta UCI.

➤ REALTi SimScope AYUDA A SUS ALUMNOS A DOMINAR LAS TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN



- + Aprender a distinguir entre ruidos cardiacos y respiratorios normales y anómalos
- + Aprender a diagnosticar los trastornos intestinales y sus variantes
- + Practicar la creación de una imagen detallada del paciente para entender las causas y la magnitud de las enfermedades cardiacas, pulmonares o intestinales
- + Practicar habilidades comunicativas básicas con pacientes y personal médico

REALTi SimScope necesita para funcionar cualquiera de las versiones de REALTi 360 (REALTi Go 1022862, REALTi Plus 1022815 o REALTi Pro 1022816) y su ecosistema de simulación proporciona acceso a la completa biblioteca de ruidos de Cardionics. Después de colocar las etiquetas RFID en el maniquí o paciente estandarizado, los alumnos pueden escuchar los sonidos almacenados, de corazón, pulmón y de intestino.

El módulo de auscultación REALTi SimScope incluye:

- Estetoscopio de formación en auscultación REALTi SimScope
- Biblioteca de ruidos de adultos estándar formada por 20 ruidos cardiacos, 41 pulmonares, 4 intestinales y 1 soplo
- Maletín de transporte
- Guía de configuración
- Cable USB
- Etiquetas RFID

N.º de artículo 1022954





REALTi SimScope necesita para funcionar un dispositivo REALTi 360 con licencia.

Combine REALTi SimScope con cualquiera de los ecosistemas siguientes para mejorar la formación en OSCE:

REALTi Go N.º de artículo 1022862

REALTi Plus N.º de artículo 1022815

REALTi Pro N.º de artículo 1022816



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO DE AUSCULTACIÓN REALTi SimScope



España 3B Scientific, S.L. • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8
46980 Paterna (Valencia) • España • 3bscientific.com
Phone: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • E-Mail: e3bs@3bscientific.com