



# REALITi SimScope

## TRAINING AVANZATO ALL'AUSCULTAZIONE CON REALITi 360

In collaborazione con Cardionics, leader globale nei prodotti per la simulazione nel campo dell'auscultazione, iSimulate ha sviluppato REALITi SimScope per l'ecosistema di simulazione REALITi 360. REALITi SimScope è uno stetoscopio elettronico per l'addestramento, creato per la simulazione su pazienti standardizzati e per l'addestramento all'auscultazione su manichini. REALITi SimScope è ideale per l'esame clinico strutturato oggettivo (OSCE, Objective Structured Clinical Examination) o a qualsiasi altra tipologia di esame, dal pre-ricovero alla terapia intensiva.

## ➤ AIUTA I TUOI STUDENTI A PERFEZIONARE TUTTI GLI ASPETTI RELATIVI ALL'AUSCULTAZIONE CON REALITi SimScope :



- + Esercitazione alla distinzione tra suoni respiratori e circolatori normali e anormali
- + Addestramento alla diagnosi dei disturbi intestinali e loro variazioni
- + Pratica della costruzione di un quadro dettagliato del paziente per la comprensione di causa ed entità delle malattie cardiache, polmonari o intestinali
- + Acquisizione di competenze comunicative e relazionali essenziali con pazienti ed equipe medica

Per funzionare, REALITi SimScope richiede una qualsiasi delle versioni di REALITi 360 (REALITi Go 1022862, REALITi Plus 1022815 o REALITi Pro 1022816). L'accesso a REALITi SimScope avviene attraverso il relativo ecosistema di simulazione, in modo che gli operatori possano disporre della libreria di suoni completa di Cardionics. Una volta posizionati i tag RFID su un manichino o su un paziente standardizzato, i tirocinanti possono ascoltare i suoni del cuore, dei polmoni e dell'intestino, memorizzati su di essi.

### Nel Modulo Auscultazione REALITi SimScope sono inclusi:

- Stetoscopio per l'addestramento all'auscultazione REALITi SimScope
- Libreria di suoni standard paziente adulto comprendente 20 suoni cardiaci, 41 suoni polmonari, 4 suoni intestinali e 1 suono di soffio cardiaco.
- Custodia per il trasporto
- Guida alla configurazione
- Cavo USB
- TAG RFID

Codice n. 1022954





REALITi SimScope richiede per funzionare un dispositivo REALITi 360 con licenza.

Combina REALITi SimScope con uno dei seguenti ecosistemi per migliorare la formazione all'OSC:

REALITi Go Codice n. 1022862

REALITi Plus Codice n. 1022815

REALITi Pro Codice n. 1022816



SCANSIONARE IL CODICE QR PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MODULO DI AUSCULTAZIONE REALITi SimScope

