

*Vista interna da sutura de laceração vaginal*

## SIMULADOR DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO P97 PRO

Desenvolvido em colaboração com os principais obstetras da Alemanha, o Simulador de Hemorragia Pós-Parto (HPP) P97 PRO proporciona uma solução para sessões práticas e realistas para o reconhecimento precoce, a avaliação sistemática e tratamento da HPP. Sangramento severo após o parto pode ser fatal para a mãe em horas se não for diagnosticada e tratada. Para melhorar os resultados de HPP, o treinador de HPP P97 PRO da 3B Scientific auxilia as equipes de profissionais da obstetrícia e da saúde treinem a gestão e o cuidado do sangramento pós-parto em tempo.


Com o P97 PRO, três das principais causas de sangramento pós-parto podem ser avaliadas e tratadas: Tônus, trauma e tecido. Três níveis diferentes de tônus uterino são fáceis de ajustar. Neste treinador de HPP, mesmo a sutura de lacerações vaginais é possível e as inserções de ruptura são substituíveis. A placenta é feita de silicone para proporcionar sensação tátil e maciez realistas. Uma placenta retida pode ser removida manualmente da cavidade uterina para treinar as intervenções médicas. Graças ao reservatório de 3000 ml de sangue e o sistema compacto de canalização, os principais cenários de HPP severa podem ser simulados.



- Perda de sangue até 3000 ml
- Velocidade ajustável do fluxo de sangue até 400 ml/min
- São possíveis múltiplas hemorragias

#### Silicone de alta qualidade SKINlike™


Para sensação tátil realista da parede abdominal pelo canal vaginal ao útero



**Sangramento do colo**  
Colo pós-parto realista



**Sangramento vaginal**  
Sutura de lacerações vaginais



**Sangramento uterino**  
Tônus uterino ajustável



**Parto de placenta retida**



O Simulador de HPP P97 Pro é ideal para treinar as habilidades a seguir, tanto individualmente quanto em equipe:

- Diagnóstico de atonia uterina por examinação abdominal
- Prática da massagem fundal e da compressão bimanual
- Sutura de lacerações vaginais
- Inspeção visual cervical em 360 graus
- Remoção manual de placenta retida
- Tamponamento intrauterino com balão, por exemplo, Bakri® Balloon
- Curativo uterino com gaze
- Apresentação de casos de hemorragia obstétrica severa
- Estimativa de perda de sangue
- Cateterização da bexiga (sem fluidos)
- Demonstração de técnicas de sutura de compressão uterina

#### Conteúdo do fornecimento do

##### 1023727 Simulador de HPP P97 PRO:

- Treinador de HPP P97 Pro
- Reservatório de sangue 3000 ml
- Conector de sangramento com código de cores
- Placenta com três peças residuais
- Dois úteros de espuma
- Sangue em pó (100 gramas)
- Lubrificante
- Kit de reposição (1x inserção de ruptura, 1 conjunto de peças residuais)
- Suporte de secagem para cavidade uterina
- Bolsa de transporte



Também disponível como módulo adicional para o Simulador de Parto P90:

1023731 Módulo Adicional de HPP

1022879 3B Simulador de Parto P90 PRO

1022878 3B Simulador de Parto P90 BASIC

06/2023

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONTATE SEU REPRESENTANTE DA 3B SCIENTIFIC



Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. • Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva

CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil • [3bscientific.com](http://3bscientific.com)

Fone: +55 (0) 47 3464-1818 • E-mail: [vendas@3bscientific.com](mailto:vendas@3bscientific.com)

