

Vajinal yırtık dikilirken içeriden görünüm

DOĞUM SONRASI KANAMA SİMÜLATÖRÜ P97 PRO

Almanya'nın önde gelen kadın doğum uzmanlarıyla işbirliği içinde geliştirilen, yeni güncellenen Doğum Sonrası Kanama (PPH) Simülatörü P97 PRO, PPH durumunun erken saftada teşhisi, sistematik değerlendirmesi ve tedavisi için uygulamalı ve gerçekçi eğitim oturumları için çözüm sunar. Doğumdan sonra meydana gelen şiddetli kanama teşhis ve tedavi edilmezse, yeni anne için saatler içinde ölümcül bir durum yaratabilir. Doğum Sonrası Kanama (PPH) sonucunda meydana gelen durumu iyileştirmek için, 3B Scientific'in PPH eğitim modeli olan P97 PRO, doğum uzmanlarının ve profesyonel sağlık ekiplerinin doğum sonrası kanamanın zamanında yönetimi ve bakımı konusunda eğitim almalarına yardımcı olur.


P97 PRO ile doğum sonrası kanamanın üç ana nedeni değerlendirilip tedavi edilebilir: Tonus, travma ve doku. Farklı seviyede uterus atonisi kolayca ayarlanabilir. Bu PPH eğitim modelinde, vajinal yırtıkların dikilmesi bile mümkündür ve yırtık ekleri değiştirilebilir. Placenta, gerçekçi bir his ve yumuşaklık yaratması için silikondan yapılmıştır. Kalan placenta, gerekli tıbbi müdahale eğitimlerini vermek için, rahim boşluğundan manuel olarak çıkarılabilir. 3000 ml'lik kan haznesi ve kompakt tüp sistemi sayesinde, önemli PPH senaryoları simüle edilebilir.



- 3000 ml'ye kadar kan kaybı
- 400 ml/dk'ya kadar ayarlanabilir kan akış hızı
- Birden fazla olası kanama


SKINlike™ yüksek kaliteli silikon

Karın duvarından başlayarak vajinal kanal üzerinden uterusu kadar gerçekçi dokunma hissi yaratır




Servikal kanama

Gerçekçi doğum sonrası rahim ağzı




Vajinal kanama

Dikilebilir vajinal yırtıklar



Uterus kanamaları

Ayarlanabilir uterus atonisi



Kalan plasentanın çıkarılması



P97 Pro PPH Simülatörü, hem bireysel hem de ekip olarak aşağıdaki becerileri geliştirmek için idealdir:

- Karın muayenesi ile uterus atonisi teşhisi
- Hem fundal masaj hem de bimanuel kompresyon uygulaması
- Vajinal yırtıkların dikilmesi
- 360 derece görsel servikal muayene
- Kalan plasentanın manuel olarak çıkarılması
- Rahim içi balon tamponad uygulama, ör. Bakri® Balonu
- Uterusun gazlı bezle bandajlanması
- Şiddetli obstetrik kanama vakalarının sunumu
- Kan kaybı tahmini
- Mesane kateterizasyonu (sıvısız)
- Uterusa baskı sütür tekniklerinin uygulanması

1023727 PPH Simülatörü P97 PRO

Simülatör donanımı:

- PPH Eğitim Modeli P97 Pro
- 3000 ml'lik kan haznesi
- Renk kodlu kanama konektörü
- Üç artık plasenta parçası
- İki köpük gövdeli uterus
- Kan Tozu (100 gram)
- Kayganlaştırıcı
- Değişirme kiti (1 adet yırtık eki, 1 set artık parça)
- Rahim boşluğu için kurutma standı
- Taşıma çantası

Ayrıca P90 Doğum Simülatörü için ek modül bulunur:

1023731 PPH Ek Modülü

1022879 3B Doğum Simülatörü P90 PRO

1022878 3B Doğum Simülatörü P90 BASIC



DAHA FAZLA BILGI ALMAK İÇİN, LÜTFEN 3B SCIENTIFIC TEMSİLCİNİZLE İLETİŞİME GEÇİN



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10Y Blok No:105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok No:36) • Esenler • İstanbul • Türkiye • 3bscientific.com

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Faks: + 90 (0)212-422-8801 • info.tr@3bscientific.com

