



YENİ

## P22 SUTURE SKIN TRAINER


3B Scientific silikon suture pedi, kullanıcı için gerçekçi bir his veren dokunma deneyimi yaratmak üzere epidermis, dermis ve hipodermis dahil olmak üzere insan cildi katmanlarının anatomik yapısını mükemmel bir şekilde sunar. Amacımız, sürekli eğitim yoluyla öğrencilerin doğru suture tekniğini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Silikon cilt katmanlarına hem yatay hem de dikey olarak bir file kumaşın entegre edilmesi, dayanıklılığı ve yırtılma direncini artırarak sütür eğitimi sırasında cilt pedinin sağlam kalmasını sağlar. Kullanıcılar, birlikte verilen muhafaza tabanını kullanarak daha da gerçekçi bir dikiş deneyimi için sütür pedi üzerinde cilt gerilimi uygulayabilir. Bu gerilim, altta yatan kolajen liflerinin hizalanmasına benzer doku oluşturur. Cilt pedi, kullanıcıların keskin bir bisturi ile farklı derinlik ve konumlarda kesiler yapmasına olanak tanır. Her bir keside, ped üzerindeki belirli bir alan daha fazla dikiş destekleyemeyecek kadar delikli hale gelene kadar sütür yapılabilir.

+


#### Temel Beceriler:

- Subdermal sütür
- Kesintili tek sütür
- Devamlı sütür
- İntrakütan sütür
- Sütür zımbalama
- Z-plasti tekniği ile sütür




#### Simülasyon donanımı:

- Sütür pedi (x2)
- Cilt Pedi Tabanı



Cilt Sütür Seti Açık | 1024494



Cilt Sütür Seti Koyu | 1024495

#### Yedek parçalar:



Sütür Pedi Yedek  
10x açık | 1024496



Sütür Pedi Yedek  
10x koyu | 1024497

#### Ayrıca temin edilebilir:

Sütür Pratiği için Kol açık  
1020904 | P101

Sütür Pratiği için Kol koyu  
1023312 | P101D



01/2024



DAHA FAZLA BILGIYE 3BSCIENTIFIC.COM ADRESINDEN ULAŞILABİLİR



**3B Scientific TR** • Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36) • Esenler • İstanbul • Türkiye • [3bscientific.com](http://3bscientific.com)

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801 • e-mail: [info.tr@3bscientific.com](mailto:info.tr@3bscientific.com)