



TIBBİ SİMÜLASYON YENİDEN TANIMLANIYOR: SimConnect ve REALiTi 360

REALiTi 360 ekosistemine ezber bozan bir entegrasyon olan SimConnect ile tanışın. Simüle edilmiş Nabız Oksimetresi ve Solunum Geri Bildirimini sorunsuz bir şekilde birleştirip gerçek hayat sağlık hizmeti senaryolarını taklit eden dinamik ve özel bir deneyim sağlayarak tıbbi eğitimde devrim yaratır.

Simülasyonun Geleceğini Daha da İleri Taşıma Konusunda Taahhüt

Yeniliğe olan bağlılığımız devam eden bir yolculuktur. SimConnect'i tıbbi simülasyon teknolojisinin ön saflarında tutmak için sürekli bir güncelleme akışı ve yeni özellikler bekleyebilirsiniz. SimConnect tıbbi simülasyon teknolojisinin en ileri noktasında kalmaya devam edecektir.

ENTEĞRE SADELİK: SONSUZ EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ



SIMCONNECT ile Eğitimin Avantajları

+ Gerçeğe Yakın Fizyolojik Simülasyonlar:

Gerçek sayısal değerler ve izler içeren oksijenasyon ve kapnografi simülasyonlarından yararlanın. Gerçek Ventilasyon Akış Sensörleri ve simüle edilmiş SpO2 Sensörleri genel eğitim deneyimini geliştirir.

+ Mobil Simülasyonda Hassasiyet:

Gerçek zamanlı, doğru tidal volüm verileriyle olağanüstü bir özellik deneyimleyin. Bu, tüm mankenler ve standartlaştırılmış hastalar üzerinde kritik bakım eğitim kalitesini artırır.

+ Geliştirilmiş Kullanıcı Deneyimi:

SimConnect ile iSimulate REALTi 360 ürününüze sorunsuz bir entegrasyonun keyfini çıkarın.

Birleştirilmiş bir arayüz ve iş akışı, hem eğitimciler hem de öğrenciler için senaryo kurulumunu, kontrolü ve veri işlemeyi kolaylaştırır.

+ Özelleştirilmiş Eğitim Seçenekleri:


Senaryoları belirli öğrenim hedeflerini karşılayacak şekilde uyarlayın veya özel olarak hazırlanmış bir alıştırmaya kitaplığından seçim yapın. Odaklanmış, gerçek hayat klinik eğitimi elde edin.

+ Taşınabilir ve Kompakt:

SimConnect'in şık tasarımı, ister sınıf, hastane veya zorlu bir saha senaryosu olsun, her ortamda yüksek doğrulukta simülasyonlara olanak sağlar.


Sorunsuz Entegrasyon ve Kullanıcı Verimliliği için Tasarlandı:

SimConnect, hızlı yapılandırılmadan yüksek sistem duyarlılığına kadar kullanıcı dostu kullanım sunar. BLE (Bluetooth Düşük Enerji) bağlantısı, REALTi 360 ile sorunsuz bir birliktelik sağlar. Bu, profesyonellere ve eğitimcilere doğrudan REALTi 360 monitöründe görülebilen gerçekçi geri bildirim (nabız oksimetresi, kapnografi ve ventilasyon) sunar. Ayrıca, uyumluluğu farklı manken modelleri ve standartlaştırılmış hastalar için geçerlidir.



Çok Yönlü Uygulamalar ve Geliştirilmiş Gerçekçilik

SimConnect paketi, farklı yaş gruplarındaki hastaların eğitim gereksinimlerini karşılayan bir dizi çok yönlü aksesuar ile birlikte gelir. Özellikle, özel ekranlarda gerçek Balon Valf Maskesi (BVM) ventilasyon geri bildirimini gösterir, tam solunum hızı sağlar ve CO2 izini tetikler. Bütünsel bir CPR eğitim deneyimi için SimConnect'i özel CPR Modülümüz ile birleştirin.



FARKLI EĞİTİM ORTAMLARINDA SimConnect UYGULAMALARI:

Tıp ve Hemşirelik Eğitimi:

Hem tıp fakülteleri hem de kapsamlı hemşirelik programları için idealdir ve pratik beceri gelişimini artırır.

Uzmanlaşmış Solunum Terapisi:

Gerçek hayattaki solunum zorluklarına odaklanan solunum terapisi programları için vazgeçilmez bir araçtır.

Sağlık Kurumları:

Sürekli mesleki gelişim ve ekip tabanlı senaryolar hedefleyen hastaneler ve sağlık kuruluşları için uygundur.

Gelişmiş Kritik Bakım:

Akut bakım senaryolarında gelişmiş simülasyonları destekleyen kritik bakım eğitim merkezleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Acil Müdahale Eğitimi:

Yüksek riskli durumlara hazır olmayı sağlayarak Acil Tıbbi Hizmetler (EMS) eğitimini bir üst seviyeye yükseltir.

Ön Saf Sağlık Çalışanları için Eğitim:

Hızlı tıbbi müdahale tekniklerini vurgular, ilk müdahale ekipleri ve paramedik eğitimi için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.



SimConnect olmadan eğitim



Herhangi bir Manken ile SimConnect kullanarak eğitim

REALTi 360 Deneyiminizi Geliştirin: SimConnect'in potansiyeli ilginizi çekti mi? Kişisel ürün tanıtımı için ekibimizle iletişime geçin.

REALİTİ 360 İLE ENTEGRASYON:

SimConnect özelliklerini deneyimlemek için lisanslı bir REALİTİ 360 cihazı ile entegrasyon gereklidir. SimConnect'i aşağıdaki REALİTİ 360 sistemlerinden herhangi biriyle eşleştirerek eğitim deneyiminizi geliştirin:

- **REALİTİ Go**

Ürün No.: 1022862

Birleşik Krallık için: 1023291

- **REALİTİ Plus**

Ürün No.: 1022815

Birleşik Krallık için: 1023292

- **REALİTİ Pro**

Ürün No.: 1022816

Birleşik Krallık için: 1023293

SimConnect bu sistemlerle birleştirilerek kapsamlı bir eğitim deneyimi sağlar.



SİMCONNECT Modülüne DAHİL OLANLAR:

Ürün No.: 1024636

SimConnect ARAYÜZÜ:

- Simülasyon deneyimini yönlendiren temel etkileşimli platform

VENTİLASYON AKIŞ SENSÖRLERİ:

- Yetişkin/Pediyatrik: Yetişkin ve pediyatrik senaryoları için hava akışını doğru şekilde ölçer
- Yenidoğan: Yenidoğan simülasyonları için özel olarak tasarlanmıştır

SPO₂ PARMAK SENSÖRLERİ:

- Yetişkin: Önceden seçilmiş SpO₂ değerlerini ve dalga formlarını etkinleştirir
- Pediyatrik: Pediyatrik eğitim senaryoları için özel olarak tasarlanmıştır
- Yenidoğan: Yenidoğan eğitim senaryoları için özel olarak tasarlanmıştır
- USB-C - USB-C kablosu: SimConnect'i bir güç kaynağına bağlamak için kullanılır



GELİŞMİŞ EĞİTİM İÇİN ÖNERİLEN ÜRÜN:

- Down Sendromlu Çocuk (Gwen)

Ürün No.: 1024735

- Yaşlı (Vivien)

Ürün No.: 1025081

- Ergen (Kelsey)

Ürün No. 1024738

- Açık tenli çocuk / kız

Ürün No.: 1024734

SİMCONNECT hakkında daha fazla bilgi edinmek için QR kodunu tarayın



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36) • Esenler • İstanbul • Türkiye • 3bscientific.com

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • **Fax:** + 90 (0)212-422-8801 • **e-mail:** info.tr@3bscientific.com