



**LIFECAST**  
· BODY SIMULATION ·

## PRÉSENTATION DE KELSEY : QUAND LA SIMULATION MÉDICALE FAIT CAS DE LA JEUNESSE

Dans un monde où environ 16 % de la population mondiale est composée d'adolescents, les prestataires de soins de santé sont confrontés à un besoin croissant d'exceller dans les soins de santé aux adolescents. Découvrez Kelsey, le dernier né de la gamme de produits Lifecast Body Simulation – un mannequin pour adolescent réaliste fabriqué à cet effet au Royaume-Uni.

La précision exceptionnelle de Kelsey a été obtenue en alliant la numérisation à la sculpture méticuleuses d'adolescents réels, afin de reproduire des détails complexes tels que les veines, les structures sous-jacentes, les cheveux, ainsi que les caractéristiques anatomiques précises de la bouche et des voies respiratoires. Ce mannequin féminin à la peau foncée, mesurant en moyenne 170 cm, est une représentation de l'adolescente typique, comblant une lacune cruciale dans la formation médicale et élevant la qualité des soins pour cette catégorie d'âge.

## DÉCOUVREZ COMMENT TEENAGER KELSEY PEUT RÉVOLUTIONNER LA FORMATION MÉDICALE :

Réanimation et maintien en vie : Les praticiens peuvent s'exercer sur le mannequin à la CPR pédiatrique et adolescente, à la défibrillation et aux techniques avancées de réanimation, afin d'améliorer leurs compétences dans la gestion des situations critiques.



Procédures médicales ciblant les adolescents : Kelsey peut simuler des procédures médicales spécialisées adaptées aux adolescents, notamment des placements intraveineux, intra-osseux et des cathétérismes. Les professionnels de santé peuvent perfectionner leurs compétences pour cette catégorie d'âge.

Santé psychologique et comportementale : Les professionnels de la santé mentale peuvent participer à des scénarios pour la formation dans lesquels Kelsey décrit les problèmes de santé mentale des adolescents, permettant ainsi la pratique de stratégies de conseil, d'évaluation et d'intervention.



## CHOISISSEZ TEENAGER KELSEY POUR AMÉLIORER LA FORMATION EN SOINS DE SANTÉ DES ADOLESCENTS ET ÉLEVER LA QUALITÉ DES SOINS FOURNIS À CETTE CATÉGORIE D'ÂGE.



### Caractéristiques clés :

- Représentation anatomiquement précise de l'extérieur du corps d'une adolescente
- Options de manipulation des voies respiratoires (inclinaison de la tête, relèvement du menton et sublaxation de la mâchoire)
- Voies respiratoires internes précises pour les techniques appropriées telles que l'intubation et le placement des voies respiratoires laryngées
- Mouvement thoracique réaliste pendant la ventilation artificielle
- Poitrine compatible CPR pour des compressions thoraciques efficaces
- Conçu pour un cycle de fonctionnement 50/50 pendant la compression thoracique
- Turgescence cutanée pour une formation réaliste en thérapie intraveineuse
- Capacité d'insertion partielle d'un cathéter urinaire
- Application pour le placement intra-osseux

12/2023

SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES PRODUITS LIFECAST



France **3B Scientific S.A.R.L.** • 8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3 • 68870 Bartenheim • France

Phone: +33 3 89 70 75 20 • Fax: +33 3 89 70 75 21 • E-mail: [commande@3bscientific.com](mailto:commande@3bscientific.com) • [3bscientific.com](http://3bscientific.com)