



LIFECAST
·BODY SIMULATION·

KELSEY İLE TANIŞIN: TIBBİ SIMÜLASYONUN GENÇLİKLE BULUŞMASI

Küresel nüfusun yaklaşık %16'sının gençlerden oluştuğu bir dünyada, sağlık hizmeti sağlayıcıları genç sağlığı alanında mükemmelleşmek için gittikçe artan bir gereksinimle karşı karşıyadır. İngiltere'de geliştirilen ve Lifecast Body Simulation ürün serisine en son eklenen gerçekçi genç mankeni olan Kelsey ile tanışın.

Kelsey'in olağanüstü gerçekçiliği, gençlerin titizlikle taranması ve şekillendirilmesi ile elde edilmiş olup damarlar, deri altındaki yapılar, saçlar, ağız ve hava yolunun hassas anatomik özellikleri gibi karmaşık ayrıntıları yakalayacak şekilde üretilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ortalama 170 cm boyundaki bu koyu tenli kadın manken, tipik bir genç kıızı temsil ederek tıp eğitimindeki önemli bir boşluğu kapatır ve bu yaş grubu için bakım kalitesini yükseltir.

TEENAGER KELSEY'NIN TIP EĞİTİMİNDE NASIL DEVRİM YARATABİLECEĞİNİ KEŞFEDİN:

Resüsitasyon ve Yaşam Desteği: Pratisyenler pediatrik ve genç CPR, defibrilasyon ve ileri yaşam desteği tekniklerini uygulayabilir ve kritik durumlar için becerilerini geliştirebilir.



Gençler için tıbbi prosedürler: Kelsey intravenöz yerleştirmeler, intraosseöz yerleştirme ve kateterizasyonlar dahil olmak üzere gençlere özel tıbbi prosedürleri simüle edebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bu yaş grubu için becerilerini geliştirebilir.

Psikolojik ve Davranışsal Sağlık: Ruh sağlığı uzmanları, Kelsey'nin ergen ruh sağlığı sorunlarını canlandırarak danışmanlık, değerlendirme ve müdahale stratejilerinin uygulanmasına olanak tanıyan eğitim senaryolarından yararlanabilir.



GENÇ SAĞLIĞI EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEK VE BU YAŞ GRUBUNA SAĞLANAN BAKIMIN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN TEENAGER KELSEY'İ SEÇİN.

+

Ana Özellikler:

- Bir genç kızın dış bedeninin anatomik olarak hassas bir şekilde temsil edilmesi
- Hava yolu manipülasyon seçenekleri (baş eğme/çene kaldırma, çene itme)
- Entübasyon ve laringeal hava yolu yerleştirme gibi uygun teknikler için doğru iç hava yolu
- Yapay ventilasyon sırasında gerçekçi göğüs hareketi

- Etkili göğüs kompresyonları için CPR uyumlu göğüs
- Göğüs kompresyonu sırasında 50/50 görev döngüsü için tasarlanmıştır
- Gerçekçi intravenöz tedavi eğitimi için cilt turgoru
- Kısmi üriner kateter insersiyonu olanağı
- İntraosseöz yerleştirme uygulaması

08/2024

LIFECAST ÜRÜNLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN QR KODUNU TARAYIN



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36) • Esenler • İstanbul • Türkiye • 3bscientific.com

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801 • e-mail: info.tr@3bscientific.com