



QUICKLUNG BREATHER:



SZIMULÁLÁS. KÉPZÉS. KIVÁLÓ. A KIVÁLÓ LÉGZŐSZERVI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA

A **QuickLung Breather** egy innovatív és alapvető eszköz az egészségügyi szakemberek számára, amelyet a valóság-hű légzésmechanika szimulálására terveztek. A készülék **szimulálja a spontán légzést**, lehetővé téve az egészségügyi szakemberek, légzést oktató, tüdőgyógyászok vagy intenzív ellátást végző orvosok számára, hogy fejlesszék készségeiket a fejlett lélegeztetési módokkal, biztosítva a magas szintű ellátást és biztonságot a légzőszervi rendellenességek kezelésében. A QuickLung Breather páratlan élethűséget kínál állítható ellenállási és megfelelőségi beállításokkal, utánozva a különböző tüdőállapotokat és légzési mintákat, ezáltal átfogó képzést biztosítva.

+

SZIMULÁCIÓS ÉS KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

- Állítható beállítások: ellenállás, megfelelés, légzésszám és légzési térfogat
- Utánozza az emberi tüdő működését, és szimulálja a különböző légzési mintákat
- Támogatja a fejlett lélegeztetési módokat a lélegeztető triggerelésére összpontosítva

+

FELHASZNÁLÓI INTERAKCIÓK ÉS VISSZAJELZÉSEK

- A valós idejű visszajelzés javítja a készségeket
- Könnyű beállítás és kompatibilitás bármely lélegeztetővel
- Normál konnektorról működik, így problémamentes használatot biztosít

+

TARTÓSSÁG ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

- Minőségi anyagokból készült, hogy ellenálljon a szigorú igénybe vételnek
- Precíz lélegeztetési vezérlést biztosít megfizethető áron
- Hordozható és könnyen használható, ideális az intenzív osztályokra, könnyen szállítható.

Váltogasson három (3) ellenállási beállítás között.

Könnyű beállítás – egyszerűen csatlakoztassa a lélegeztetőt, és válassza ki a beállításokat.

A felemelő kar megnyitja a QuickLung légzőszájkait, hogy szimulálja a spontán légzést.

Válassza ki a paramétereket (légzésszám, térfogat, I:E arány) a betegscenáriókat testreszabásához.


Gyermekkori és felnőttkori terhelések szimulálása változó megfeleléségi beállításokkal.

Légzési térfogat kicsi gyermekektől a felnőttekig.

Gyorsan létrehozhat betegscenáriókat öt légzési minta közül választva – Eupnoe, Cheyne-Stokes, Biot-féle, Kussmaul és Apneusis.


Már rendelkezik QuickLung eszközzel?

Frissítse QuickLung eszközét QuickLung Breather, a spontán légzés élményének szimulálásához.




Quick Lung | 1025188*

+



QuickLung Breather opció | 1025207

=



QuickLung Breather | 1025192*

* Pediátriai változatban is elérhető

HA TÖBBET SZERETNE TUDNI A QUICKLUNG BREATHER ESZKÖZRŐL, OLVASSA BE A QR-KÓDOT.



3B Scientific Europe Kft. • Tanszergyártó és Forgalmazó Kft • Kozma u. 9/B • H-1108 Budapest • Hungary
Phone: +36 1 431 09 14 • **Fax:** +36 1 262 33 93 • **E-mail:** eu3bs@3bscientific.com • **3bscientific.com**