



## QUICKLUNG BREATHER:



СИМУЛЯЦИЯ. ОБУЧЕНИЕ. СОВЕРШЕНСТВО. ВАШ СПОСОБ ДОБИТЬСЯ СОВЕРШЕНСТВА В ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

**QuickLung Breather** представляет собой инновационный и жизненно необходимый инструмент для медицинских работников, созданный для реалистичной симуляции респираторной механики. Этот прибор **симулирует самостоятельное дыхание**, позволяя медикам, преподавателям медицинских учебных заведений, пульмонологам и реаниматологам совершенствовать свою квалификацию в отношении передовой методики ИВЛ для обеспечения высоких стандартов медицинской помощи и безопасности при лечении пациентов с дыхательной недостаточностью. QuickLung Breather характеризуется беспрецедентным реализмом благодаря регулируемым настройкам сопротивления и растяжимости, позволяющим имитировать различные состояния легких и паттерны дыхания, что очень важно для достижения всеобъемлющих результатов обучения.

+

### ВОЗМОЖНОСТИ СИМУЛЯЦИИ И ОБУЧЕНИЯ

- Регулируемые настройки параметров: сопротивления, растяжимости, частоты дыхания и дыхательного объема
- Прибор имитирует поведение легких человека и позволяет симулировать различные паттерны дыхания
- Поддержка передовой методики ИВЛ с особым вниманием к тригграм аппаратах ИВЛ

+


### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

- Обратная связь в режиме реального времени, помогающая эффективно повышать квалификацию обучающихся
- Простота настроек и совместимость с любыми аппаратами ИВЛ
- Простота использования благодаря тому, что прибор включается в стандартную электрическую розетку


+

### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Прибор изготовлен из качественных материалов, рассчитанных на интенсивный характер использования
- Обеспечивает точность запуска аппарата ИВЛ и характеризуется доступной ценой
- Портативность и простота использования прибора делают его идеальным средством для обучения работников отделений интенсивной терапии



Произведите апгрейд вашего устройства QuickLung, совместив его с прибором QuickLung Breather для обеспечения возможности симуляции самостоятельного дыхания.



Quick Lung | 1025188\*

+



Опция QuickLung Breather | 1025207

=



QuickLung Breather | 1025192\*

\* Доступен также в педиатрической версии



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРИБОРЕ QUICKLUNG BREATHER, ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД



3B Scientific GmbH • Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany • [3bscientific.com](http://3bscientific.com)  
 Phone: +49 40 73966-0 • Fax: +49 40 73966-100 • E-mail: [info@3bscientific.com](mailto:info@3bscientific.com)