



AURORA:

MANICHINO ECONOMICO PER LA FORMAZIONE ALLA VENTILAZIONE REALISTICA E MOLTO DI PIÙ!

Aurora contiene un polmone simulato interno (ISL) basato sulla tecnologia del simulatore di respirazione ASL 5000® rinomata in tutto il mondo, che crea esperienze di formazione pratiche altamente realistiche. La capacità di eseguire una valutazione complessiva delle condizioni del paziente e praticare una varietà di competenze cliniche rende questo manichino la soluzione ideale per operatori di terapia respiratoria, infermieri, operatori EMS e medici. Fate pratica con i vostri dispositivi per la ventilazione BVM, CPAP/BiPAP e ICU, padroneggiando le pratiche della ventilazione polmonare protettiva fino alla determinazione del livello ottimale di PEEP. Utilizzate le vie aeree realistiche per la pratica dell'intubazione, esplorando varie modalità di ventilazione e migliorate le vostre competenze cliniche.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E BENEFICI

Formazione alla ventilazione altamente realistica a un costo accessibile



Simulazione della ventilazione realistica

- Formazione pratica con un'apparecchiatura di simulazione avanzata
- Supporta varie condizioni del paziente, dall'asma all'ARDS.
- Pratica con dispositivi di ventilazione BVM, CPAP/BiPAP e ICU.




Polmone simulato interno (ISL)

- Sistema interno wireless per interazioni realistiche con il ventilatore
- Prepara i professionisti per un'ampia gamma di scenari di ventilazione.



Formazione nella ventilazione BMV


- Praticate le tecniche di BVM in vari scenari.
- Feedback in tempo reale su volume, pressione, frequenza e ventilazione minuto



Formazione nella ventilazione non invasiva

- Acquisite esperienza con le strategie CPAP/BiPAP.
- Sviluppate competenza e fiducia nell'uso sicuro ed efficiente delle tecniche di ventilazione non invasive nei setting clinici.

SIMULATORE DI ATTIVITÀ MULTIPLE PER LA VENTILAZIONE



Valutazione completa del paziente:

- Visualizzazione dinamica del movimento del torace e realistica dei dati del paziente come ECG, saturazione dell'ossigeno e ETCO₂.
- Migliora le competenze diagnostiche con i raggi x, le scansioni TC e pratica di simulazione con lo stetoscopio.

Ideale per l'addestramento dei team:

- Trasportabile senza sforzo da un luogo all'altro, grazie alla funzionalità wireless
- Adatto per personale paramedico, infermieri, operatori di terapia respiratoria e medici

Facilità di installazione e gestione:

- Software RespiSim con una libreria di oltre 70 modelli polmonari
- Regolazioni dei parametri e creazione degli scenari in tempo reale

Feedback e valutazione delle competenze oggettivi:

- Ambiente di debriefing per l'analisi e la discussione
- Feedback in tempo reale e registrazione dei dati per la revisione

DISPONIBILE IN DUE TONALITÀ DI PELLE!

Manichino Aurora (Pelle chiara) | 1025194

Manichino Aurora (Pelle scura) | 1025195

Componenti aggiuntivi disponibili

RespiScope per l'auscultazione su Aurora (pelle scura) | 1025338
RespiScope per l'auscultazione su Aurora (pelle chiara) | 1025337

Parti di ricambio

Cuscinetto per incannulamento IV – Avambraccio | 1024047
Cuscinetto per incannulamento IV – Dorso | 1024048
IO omerale di ricambio | 1024050
Pelle del torace di ricambio | 1024055
Sacca stomaco | 1024057

SCANSIONATE IL CODICE QR PER SCOPRIRE MAGGIORI INFORMAZIONI SU AURORA



10/2024



Italia **3B Scientific S.r.l.** • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • 3bscientific.com
Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98 • E-Mail: vendite.italia@3bscientific.com