



Powered by:  iSimulate




ATLAS BABY: DAS NEUESTE MITGLIED UNSERER ATLAS ALS-TRAINER-FAMILIE

ALS-ALGORITHMUS-TRAINING MIT ATLAS BABY UND REALiTi 360

Wir präsentieren Atlas Baby, den pädiatrischen Advanced-Life-Support-(PALS)-Trainingssimulator aus unserer 3B Scientific® Atlas-Familie. Diese umfassende Simulationspuppe verfügt über einen intubierbaren Kopf, eine für CPR geeignete Brust, IV-Arme, IO-/IM-Beine sowie einen zusätzlichen Nabelansatz für die neonatale Nabelkatheteranlage. Das einzigartige Design des Brustkorbs ermöglicht realistische Thoraxkompressionen während der CPR. Atlas Baby hat anatomisch korrekte Atemwege mit allen Details, die für ein professionelles Atemwegsmanagement-Training erforderlich sind. Entfesseln Sie das volle Potenzial der PALS-Ausbildung mit Atlas Baby – hier treffen Innovation und Exzellenz aufeinander und schaffen unvergleichliche Trainingserlebnisse.

Atlas Baby ist kabellos und vollständig in REALiTi 360 integriert. Die Kombination aus Atlas Baby und REALiTi 360 bietet eine Komplettlösung für AHA-/ERC-konforme PALS-Kurse. Das gesamte System ist sofort einsatzbereit und benötigt keine aufwändige technische Einrichtung oder Wartung. REALiTi 360 simuliert eine Vielzahl unterschiedlicher Patientenmonitore, Defibrillatoren und Beatmungsgeräte, die in präklinischen wie auch klinischen Umgebungen zum Einsatz kommen.



ATEMWEGE

• Realistische Atemwege:

- ✓ Zunge
- ✓ Nasopharynx
- ✓ Oropharynx
- ✓ Uvula
- ✓ Epiglottis
- ✓ Stimmlippen
- ✓ Ösophagus
- ✓ Trachea
- ✓ Carina
- ✓ Lunge


• Orale und nasale Intubation mithilfe standardmäßiger Basis- und fortgeschrittener Atemwegsmanagement-Geräte:

- ✓ OPA
- ✓ NPA
- ✓ ETT
- ✓ iGel
- ✓ LMA
- ✓ LT
- Rechtseitige Hauptbronchusintubation
- Ösophageale Intubation
- Gastrische Insufflation



NEUROLOGISCH

- Drei unterschiedlich weite Pupillen (verengt/normal/weitgestellt)



KREISLAUF

- IV-, IO- und IM-Zugänge
- Nabelvenenkatheterisierung (Umbilical Vein Catheterization)
- Variable Pulsfrequenzen
- Variable Pulsstärke
- Einstellbare Blutdruckwerte (systolisch/diastolisch)**
- Brachialpuls (synchron zum EKG)**



REALITI 360* MIT ATLAS BABY

REALITI 360 simuliert eine Vielzahl unterschiedlicher Premium-Patientenmonitore, Defibrillatoren und Beatmungsgeräte und verleiht Ihrem In-situ-Training mit Ihrer ALS-Simulationspuppe noch mehr Realismus. Die Kombination dieser beiden Produkte bietet eine vollständige Lösung für AHA-/ERC-konforme ALS-Trainings.

PATIENTENMONITOR/DEFIBRILLATOR

• Patientenmonitor/Defibrillator mit konfigurierbarer Vitalparameter-Anzeige:

- ✓ Herzfrequenz
- ✓ Blutdruck
- ✓ Atemfrequenz
- ✓ SpO₂
- ✓ EtCO₂
- ✓ Temperatur

• Vorprogrammierbare Szenarien

• Simulation durch Medien anreichern:

- ✓ Geräusche
- ✓ Röntgenbilder
- ✓ CT-Scans
- ✓ Laborwerte

• Patientenakte

• Umfassender Szenariobericht im Training Management System (TMS)

*Simulierter Patientenmonitor (REALITI 360) muss separat erworben werden

CPR

- Thoraxkompressionen Beatmung
- Echtzeit-Feedback zur CPR-Qualität**
- Echtzeit-Beatmungsfeedback**
- Erkennung der Handposition**
- Debriefing (in einem zusammenfassenden Leistungsbericht)**



KARDIOLOGIE

- Umfassende Überwachung lebenswichtiger Parameter**
- Defibrillation**
- Kardioversion**
- Schrittmachertherapie**



**In Kombination mit REALITI 360

Beispiele für derzeit verfügbare Bildschirmansichten:



ALS-TRAINING NEU GESTALTEN MIT ATLAS Baby & REALITi 360



- Realistisch, kabellos und vollständig mobil: Atlas Baby und REALITi 360 ermöglichen **müheloses In-situ-Training**
- Es sind keine echten Geräte und keine zusätzlichen Anschlüsse erforderlich, **das spart Kosten** und die aufwendige Beschaffung echter Patientenmonitore oder Defibrillatoren im bzw. außerhalb des Krankenhauses
- Dank des intuitiven Designs ist Atlas Baby **sofort einsatzbereit**
- Durch das funktionale und robuste Design von Atlas Baby fällt nur ein **minimaler oder gar kein Wartungsaufwand** an
- Sie benötigen nur ein einziges **REALITi-System** für Ihre gesamte Atlas-Familie



ATLAS BABY UNTERSTÜTZT DAS TRAINING FÜR ADVANCED LIFE SUPPORT

Artikel-Nr. 1025291 (helle Haut), 1025292 (dunkle Haut)

- Kombinieren Sie Atlas Baby mit jedem REALITi 360-Produkt, um realistischere Simulationsergebnisse zu erzielen.

TECHNISCHE DATEN

- Höhe: 48 cm
- Gewicht: 2,5 kg
- Hautfarbe: hell, dunkel
- Batteriebetriebsdauer: über 10 Stunden
- Kabellos: WLAN
- Tragetasche

KONTAKTIEREN SIE NOCH HEUTE UNSER VERTRIEBSBÜRO:

- Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung
- Erfahren Sie mehr über die ALS-Trainingslösung von 3B Scientific
- Finden Sie heraus, wie Sie mit Atlas Baby aufrüsten können, wenn Sie bereits mit REALITi 360 trainieren



01/2025

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SCANNEN SIE BITTE HIER

