

Powered by:  iSimulate




ATLAS BABY: AZ ATLAS ALS MANIKIN CSALÁDUNK LEGÚJABB TAGJA

ALS algoritmus képzés Atlas Baby és Realiti 360 segítségével

Bevezetjük az Atlas Baby-t, a paediatricus fejlett élet-támogatás (PALS) képzési szimulátorát a 3B Scientific Atlas családjunkban. Ez az átfogó manikin intubálható fejvel, CPR-kompresszióra alkalmas mellkassal, intravénás karokkal, IO/IM lábakkal és egy extra köldöknél a újszülött köldökcsatorna behelyezéséhez rendelkezik. A bordatest egyedi kialakítása lehetővé teszi a realisztikus mellkasi kompressziókat CPR során. Az Atlas Baby anatómiailag pontos légutakkal rendelkezik, minden részlettel, ami a légúti kezelés képzéséhez szükséges. Szabadítsa fel a PALS oktatás teljes potenciálját az Atlas Baby-vel – ahol az innováció találkozik a kiválósággal páratlan képzési élményekért.

Az Atlas Baby vezeték nélküli és teljesen integrált a REALITi 360-val. Az Atlas Baby és a REALITi 360 kombinációja teljes megoldást kínál az AHA/ERC-nek megfelelő PALS képzésekhez. Az egész rendszer azonnal használható a dobozból, és nem igényel kifinomult technikai beállítást vagy karbantartást. A REALITi 360 számos különböző betegmonitor, defibrillátor és ventilátor szimulációját kínálja, amelyeket előkórházi és kórházi környezetben használnak.




LÉGUTAK

• Realisztikus légutak:

- ✓ Nyelv
- ✓ Orrgarat
- ✓ Szájgarat
- ✓ Élnyelv
- ✓ Gégnyelv
- ✓ Hangszalagok
- ✓ Nyelőcső
- ✓ Légcső
- ✓ Karina
- ✓ Tüdő


• Száj- és orrintubáció standard, alap- és fejlett légútmenedzsment eszközökkel:

- ✓ OPA
- ✓ NPA
- ✓ ETT
- ✓ iGel
- ✓ LMA
- ✓ LT
- Jobb szárú intubáció
- Nyelőcső intubáció
- Gasztrikus telítettség



NEUROLÓGIAI

- Három különböző széles pupilla (Beszűkült/Normál/Kitágult)



KERINGÉS

- IV, IO és IM helyek
- Umbilikális véna katéterezése
- Változó pulzusszámok
- Változó pulzus erősség
- Állítható vérnyomás szintek (szisztolés/diasztolés)**
- Vábszár pulzus (szinkronban az EKG-vel)**



REALiTi 360* AZ ATLAS BABY-VAL

A REALiTi 360 széles választékát szimulálja a prémium márkájú betegmonitoroknak, defibrillátoroknak és ventilátor képernyőknek, amely fokozott realizmust biztosít az ALS manikkinnel végzett in-situ képzéshez. E két termék kombinációja teljes megoldást kínál az AHA/ERC-nek megfelelő ALS képzéshez.

PÁCIENSMONITOR/DEFIBRILLÁTOR

• Betegmonitor/Defibrillátor konfigurálható életjelek kijelzővel:

- ✓ Szívfrekvencia
- ✓ Vérnyomás
- ✓ Légzési ráta
- ✓ SpO₂
- ✓ EtCO₂
- ✓ Testhőmérséklet
- Előre programozható forgatókönyvek
- Szimuláció gazdagítása médiával:
 - ✓ Hangok
 - ✓ Röntgenfelvételek
 - ✓ CT-vizsgálatok
 - ✓ Laboreredmények


• Betegtábla

- Átfogó forgatókönyvjelentés a Képzéskezelő Rendszerben (TMS)

*Simulated Patient Monitor (REALiTi 360) külön vásárolható meg

KPSZ

- Mellkasi kompressziók
- Légzés
- Valós idejű minőségi CPR visszajelzés**
- Valós idejű légzési visszajelzés**
- Kézpozíció detektálás**
- Debriefing (összegző teljesítményjelentésben)**




KARDIÁLIS

- Átfogó életjelek monitorozása**
- Defibrilláció**
- Kardioverszió**
- Pacemaker kezelés**

**Kombinálva a REALiTi 360-val

Jelenleg elérhető képernyők példái:



Az ALS tréning átalakítása az ATLAS Baby & REALITi 360 segítségével



- Realisztikus, vezeték nélküli és teljesen mozgatható, az Atlas Baby és a REALITi 360 támogatja a **könnyed helyszíni képzést**
- Valódi eszközök és további csatlakozók nélkül is képes a képzés lebonyolítása, mellyel pénzt takaríthat meg és nem kell valódi betegmonitorokat és defibrillátorokat beszereznie a kórházon belülről vagy kívülről
- Intuitív kialakítása miatt az Atlas Baby **közvetlenül a dobozból használható**
- Az Atlas Baby funkcionális és robusztus kialakítása **minimális vagy nulla** karbantartást igényel
- **Csak egy REALITi rendszerre van szüksége az egész Atlas családjához**



ATLAS BABY TÁMOGATJA A FEJLETT ÉLET-TÁMOGATÁSI KÉPZÉST

Tétel szám 1025291 (világos bőr), 1025292 (sötét bőr)

- Használja az Atlas Baby-t bármely REALITi 360 termékkel a valóságghűbb szimulációs eredmények eléréséhez

MŰSZAKI ADATOK

- Magasság: 48 cm
- Súly: 2,5 kg
- Bőrszín: világos, sötét
- Akkumulátor üzemideje: több mint 10 óra
- Vezeték nélküli: WIFI
- Hordtáska

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÉRTÉKESÍTÉSI IRODÁNKKAL MÉG MA

- Kérj bemutatót
- Tudj meg többet a 3B Scientific ALS képzési megoldásáról
- Tudja meg, hogyan frissíthet Atlas Baby-re, ha már a REALITi 360-tal képezi



01/2025

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN, VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, OLVASSA BE IDE.

