



Powered by:  iSimulate




ATLAS BABY: IL NUOVO MEMBRO DELLA NOSTRA FAMIGLIA DI MANICHINI ATLAS ALS**

FORMAZIONE SULL'ALGORITMO SLA CON ATLAS BABY E REALITI 360

Presentiamo Atlas Baby, il simulatore di formazione per il Supporto Vitale Avanzato Pediatrico (PALS) della nostra famiglia 3B Scientific Atlas. Questo manichino completo dispone di una testa intubabile, un torace capace per la RCP, braccia per accesso endovenoso, gambe per accesso IO/IM e un ulteriore ombelico per l'inserimento di catetere ombelicale neonatale. Il design unico della gabbia toracica consente compressioni toraciche realistiche durante la RCP. Atlas Baby dispone di vie aeree anatomico-accurate con tutti i dettagli necessari per l'addestramento alla gestione delle vie aeree. Sfrutta appieno il potenziale dell'educazione PALS con Atlas Baby – dove l'innovazione incontra l'eccellenza per esperienze di formazione senza pari.

Atlas Baby è wireless e completamente integrato con REALiTi 360. La combinazione di Atlas Baby e REALiTi 360 offre una soluzione completa per le formazioni PALS conformi a AHA/ERC. L'intero sistema può essere utilizzato direttamente all'uscita dalla confezione e non richiede alcuna configurazione tecnica sofisticata o manutenzione. REALiTi 360 simula una vasta selezione di diversi monitor per pazienti, defibrillatori e ventilatori utilizzati in ambienti pre-ospedalieri e ospedalieri.



VIE AEREE

• Vie aeree realistiche:

- ✓ Lingua
- ✓ Nasofaringe
- ✓ Orofaringe
- ✓ Uvula
- ✓ Epiglottide
- ✓ Corde vocali
- ✓ Esofago
- ✓ Trachea
- ✓ Carina
- ✓ Polmoni


• Intubazione orale e nasale utilizzando dispositivi standard di gestione delle vie aeree di base e avanzati:

- ✓ OPA
- ✓ NPA
- ✓ ETT
- ✓ iGel
- ✓ LMA
- ✓ LT
- Intubazione del ramo bronchiale destro
- Intubazione esofagea
- Insufflazione gastrica



NEUROLOGICO

- Tre pupille di dimensioni differenti (Ristretta/Normale/Dilatata)



CIRCOLAZIONE

- Siti IV, IO e IM
- Cateterizzazione della vena ombelicale
- Frequenze del polso variabili
- Intensità del polso variabile
- Livelli di pressione sanguigna regolabili (sistolica/diastolica)**
- Battito brachiale (sincronizzato con ECG)**



REALITI 360* CON ATLAS BABY

REALITI 360 simula una vasta gamma di monitor per pazienti di marche premium, defibrillatori e schermi di ventilatori, fornendo un realismo aggiunto al tuo addestramento in situ con il tuo manichino ALS. La combinazione di questi due prodotti offre una soluzione completa per l'addestramento ALS conforme agli standard AHA/ERC.

MONITOR PER PAZIENTI/DEFIBRILLATORE

• Monitor paziente/Defibrillatore con visualizzazione configurabile dei segni vitali:

- ✓ Frequenza cardiaca
- ✓ Pressione sanguigna
- ✓ Frequenza respiratoria
- ✓ SpO₂
- ✓ EtCO₂
- ✓ Temperatura

• Scenari preprogrammabili

• Arricchisci la simulazione tramite media:

- ✓ Suoni
- ✓ Radiografie
- ✓ TAC
- ✓ Analisi di laboratorio

• Cartella clinica del paziente

• Report completo dello scenario nel Sistema di Gestione della Formazione (TMS)

*Monitor Simulato del Paziente (REALITI 360) da acquistare separatamente

RCP

- Compressioni toraciche
- Ventilazione
- Feedback in tempo reale sulla qualità della RCP**
- Feedback in tempo reale sulla ventilazione**
- Rilevamento della posizione delle mani**
- Debriefing (in un rapporto riassuntivo delle prestazioni)**




CARDIACO

- Monitoraggio completo dei segni vitali**
- Defibrillazione**
- Cardioversione**
- Stimolazione cardiaca**

**In combinazione con REALITI 360

Esempi di schermate attualmente disponibili:



TRASFORMARE LA FORMAZIONE PER L'ALS CON ATLAS Baby & REALITi 360



- Realistico, senza fili e completamente mobile, Atlas Baby e REALITi 360 supportano un **addestramento in situ senza sforzo**
- Non sono necessari dispositivi reali né connettori aggiuntivi per erogare l'addestramento, risparmiando denaro e la necessità di reperire monitor per pazienti e defibrillatori reali all'interno o all'esterno dell'ospedale
- Grazie al suo design intuitivo, Atlas Baby **può essere utilizzato immediatamente**
- Il design funzionale e robusto di Atlas Baby richiede una **manutenzione minima o nulla**
- Hai bisogno di un **solo sistema REALITi** per l'intera famiglia Atlas



ATLAS BABY PER L'ADDESTRAMENTO AL SUPPORTO VITALE AVANZATO

Articolo n. 1025291 (pelle chiara), 1025292 (pelle scura)

- Combina Atlas Baby con qualsiasi prodotto REALITi 360 per ottenere risultati di simulazione più realistici

SPECIFICHE TECNICHE

- Altezza: 48 cm
- Peso: 2,5 kg
- Colore della pelle: chiaro, scuro
- Autonomia della batteria: oltre 10 ore
- Connessione wireless: WIFI
- Borsa per il trasporto

CONTATTA OGGI IL NOSTRO UFFICIO VENDITE PER

- Prenota una demo
- Scopri di più sulla soluzione di formazione ALS di 3B Scientific
- Scopri come puoi aggiornare con Atlas Baby se stai già utilizzando REALITi 360 per la formazione



01/2025

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, PER FAVORE SCANSIONA QUI

