



Powered by:  iSimulate




## ATLAS BABY: НОВЫЙ ЧЛЕН НАШЕЙ СЕМЬИ МАНЕКЕНОВ ATLAS ALS

### ТРЕНИНГ ПО АЛГОРИТМУ ALS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ATLAS BABY И REALiTi 360

Представляем Atlas Baby, тренажер для обучения детскому продвинутому сердечно-легочной реанимации (PALS) из семейства 3B Scientific Atlas. Этот комплексный манекен оснащен головой, пригодной для интубации, грудью, способной выполнять сердечно-легочную реанимацию (СЛР), внутривенными руками, внутрикостными и внутримышечными ногами, а также дополнительным пупочным отверстием для установки неонатального пупочного катетера. Уникальная конструкция грудной клетки обеспечивает реалистичные компрессии грудной клетки во время СЛР. Atlas Baby обладает анатомически точными дыхательными путями со всеми деталями, необходимыми для обучения управлению дыхательными путями. Раскройте весь потенциал обучения PALS с Atlas Baby – там, где инновации встречаются с совершенством для непревзойденных учебных опытов.

Atlas Baby беспроводной и полностью интегрирован с REALiTi 360. Сочетание Atlas Baby и REALiTi 360 предоставляет полное решение для обучения PALS в соответствии с требованиями АНА/ERC. Вся система готова к использованию сразу после распаковки и не требует сложной технической настройки или обслуживания. REALiTi 360 моделирует широкий выбор различных мониторов пациентов, дефибрилляторов и вентиляционных аппаратов, используемых в внебольничных и больничных условиях.



## ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

### • Реалистичные дыхательные пути:

- ✓ Язык
- ✓ Назофаринкс
- ✓ Орофаринкс
- ✓ Увула
- ✓ Надгортанник
- ✓ Голосовые связки
- ✓ Пищевод
- ✓ Трахея
- ✓ Карина
- ✓ Легкое


### • Оральная и назальная интубация с использованием стандартных базовых и продвинутых устройств для управления дыхательными путями:

- ✓ ОРА
- ✓ НПА
- ✓ ЭТТ
- ✓ iGel
- ✓ ЛМА
- ✓ ЛТ
- Интубация правого ствола
- Эзофагальная интубация
- Наддувка желудка



## НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

- Три разных зрачка (Суженные / Нормальные / Расширенные)



## ЦИРКУЛЯЦИЯ

- IV, IO и IM места введения
- Катетеризация пупочной вены
- Изменяемая частота пульса
- Изменяемая сила пульса
- Регулируемые уровни артериального давления (систолическое/диастолическое)\*\*
- Плечевой пульс (синхронизация с ЭКГ)\*\*



## REALiTi 360 C ATLAS BABY

REALiTi 360 имитирует разнообразные мониторы пациентов премиальных брендов, дефибрилляторы и экраны вентиляторов, добавляя реалистичности вашему обучению на месте с манекеном ALS. Сочетание этих двух продуктов предлагает полноценное решение для обучения ALS в соответствии со стандартами AHA/ERC.

## МОНИТОР ПАЦИЕНТА / ДЕФИБРИЛЛЯТОР


### • Монитор пациента/дефибриллятор с настраиваемым отображением жизненных показателей:

- ✓ Частота сердечных сокращений
- ✓ Артериальное давление
- ✓ Частота дыхания
- ✓ SpO<sub>2</sub>
- ✓ EtCO<sub>2</sub>
- ✓ Температура
- Предварительно программируемые сценарии
- Обогащение симуляции с помощью медиа:
  - ✓ Звуки
  - ✓ Рентгеновские снимки
  - ✓ КТ-сканы
  - ✓ Лабораторные исследования
- Карта пациента
- Комплексный отчет сценария в системе управления обучением (TMC)

\*Симулированный монитор пациента (REALiTi 360) продается отдельно

## СЛР

- Грудные компрессии
- Вентиляция
- Обратная связь по качеству СЛР в реальном времени\*\*
- Обратная связь по вентиляции в реальном времени\*\*
- Обнаружение положения рук\*\*
- Дебрифинг (в итоговом отчете о работе)\*\*




## КАРДИАЛЬНЫЙ

- Комплексный мониторинг жизненных показателей\*\*
- Дефибрилляция\*\*
- Кардиоверсия\*\*
- Кардиостимуляция\*\*

\*\*В сочетании с REALiTi 360

Примеры доступных на данный момент экранов:





- Реалистичные, беспроводные и полностью мобильные Atlas Baby и REALITi 360 обеспечивают легкость проведения тренингов на месте
- Для проведения тренингов не требуются реальные устройства и дополнительные соединители, что позволяет сэкономить средства и исключает необходимость приобретения настоящих мониторов состояния пациента и дефибрилляторов внутри и вне больницы
- Благодаря интуитивно понятному дизайну Atlas Baby готов к использованию сразу после распаковки
- Функциональный и надежный дизайн Atlas Baby обеспечивает минимальное или отсутствие необходимости в обслуживании
- Для всей линейки Atlas достаточно одной системы REALITi



#### ATLAS BABY ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ РЕАНИМАЦИИ

Артикул № 1025291 (светлая кожа), 1025292 (темная кожа)

- Совместите Atlas Baby с любым продуктом REALITi 360, чтобы достичь более реалистичных результатов симуляции

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 48 см
- Вес: 2,5 кг
- Цвет кожи: светлый, темный
- Время работы от батареи: более 10 часов
- Беспроводная связь: WIFI
- Сумка для переноски

#### СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ ОФИСОМ ПРОДАЖ СЕГОДНЯ ТО

- Заказать демонстрацию
- Узнать больше о решении для обучения ALS от компании 3B Scientific
- Узнайте, как вы можете перейти на Atlas Baby, если вы уже обучаетесь с REALITi 360



01/2025

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ

