

Powered by:  iSimulate




ATLAS BABY: ATLAS ALS MANİKİN AİLEMİZİN EN YENİ ÜYESİ

Atlas Baby ve REALiTi 360 ile İleri Yaşam Desteği Algoritma Eğitimi

3B Scientific Atlas ailesindeki Pediatrik Gelişmiş Yaşam Desteği (PALS) eğitim simülatörümüz Atlas Baby'i tanıtmak isteriz. Bu kapsamlı manken, entübasyon yapılabilir bir baş, CPR uygulamasına uygun göğüs, IV kollar, IO/IM bacaklar ve neonatal Umbilikal Kateter İmplantasyonu için ekstra bir göbek deliğine sahiptir. Kaburgaların benzersiz tasarımı, CPR sırasında gerçekçi göğüs kompresyonlarına olanak tanır. Atlas Baby, Hava Yolu Yönetimi Eğitimi için gerekli tüm detaylara sahip anatomik olarak doğru hava yollarına sahiptir. Atlas Baby ile PALS eğitiminin tam potansiyelini ortaya çıkarın – yeniliğin mükemmeliyetle buluştuğu, eşsiz eğitim deneyimleri için.

Atlas Baby, kablosuzdur ve tamamen REALiTi 360 ile entegre edilmiştir. Atlas Baby ve REALiTi 360'ın kombinasyonu, AHA/ERC uyumlu PALS eğitimleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Tüm sistem kutudan çıkarılabilir çıkarılmaz kullanılabilir ve karmaşık teknik kurulum veya bakım gerektirmez.




HAVA YOLU

Gerçekçi hava yolları:

- ✓ Dil
- ✓ Nazofarinks
- ✓ Orofarenks
- ✓ Üvula
- ✓ Epiglottis
- ✓ Ses telleri
- ✓ Yemek borusu
- ✓ Trakea
- ✓ Karina
- ✓ Akciğer


Standart temel ve ileri hava yolu yönetim cihazları kullanılarak oral ve nazal entübasyon:

- ✓ OPA
- ✓ NPA
- ✓ ETT
- ✓ iGel
- ✓ LMA
- ✓ LT
- Sağ dal entübasyonu
- Esofagus entübasyonu
- Mide insüflasyonu



NÖROLOJİK

- Üç farklı göz bebeği durumu (Daralmış/Normal/Geniş)



DOLAŞIM

- IV, IO ve IM bölgeleri
- Göbek Damarı Kateterizasyonu
- Değişken nabız hızları
- Değişken nabız kuvveti
- Ayarlanabilir KB seviyeleri (sistolik/diastolik)**
- Koleal nabız (EKG ile senkronize)**



REALİTİ 360* ATLAS BABY İLE

REALİTİ 360, geniş bir yelpazede premium markalı hasta monitörlerini, defibrilatörleri ve ventilatör ekranlarını simüle ederek, ALS manikinizle gerçekleştirilen yerinde eğitime ek gerçekçilik sağlar. Bu iki ürünün birleşimi, AHA/ERC uyumlu ALS eğitimi için tam bir çözüm sunar.


HASTA MONİTÖRÜ/DEFİBRİLATÖR

- Ayarlanabilir yaşamsal bulgular ekranına sahip Hasta Monitörü/Defibrilatör:
- ✓ Kalp Atış Hızı
- ✓ Kan Basıncı
- ✓ Solunum Hızı
- ✓ SpO₂
- ✓ EtCO₂
- ✓ Sıcaklık
- Önceden programlanabilir senaryolar
- Medya aracılığıyla simülasyonu zenginleştirir:
- ✓ Sesler
- ✓ Röntgenler
- ✓ BT Taramaları
- ✓ Laboratuvarlar
- Hasta Dosyası
- Eğitim Yönetim Sistemi (TMS) içinde kapsamlı Senaryo Raporu

*Simüle Hasta Monitörü (REALİTİ 360) ayrı olarak satın alınmalıdır

CPR

- Göğüs kompresyonları
- Ventilasyon
- Gerçek zamanlı Kaliteli CPR geri bildirim**
- Gerçek zamanlı Ventilasyon geri bildirim**
- El pozisyonu tespiti**
- Değerlendirme (özet performans raporu)**





KARDİYAK

- Kapsamlı hayati bulgu izleme**
- Defibrilasyon**
- Kardiyoversiyon**
- Pacing**

**REALİTİ 360 ile birlikte

Şu anda mevcut olan ekran örnekleri:



ATLAS Baby & REALITi 360 ile ALS Eğitimi Dönüşüyor



- Gerçekçi, kablosuz ve tamamen taşınabilir olan Atlas Baby ve REALITi 360, zahmetsiz bir eğitim imkanı sunar
- Eğitim sağlamak için gerçek cihazlara ve ek bağlantılara gerek duymaz.
- Atlas Baby kutudan çıkarılır çıkarılmaz kullanılabilir
- Tüm Atlas ailesi için sadece bir REALITi sistemi yeterlidir.



GELİŞMİŞ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİNİ DESTEKLEYEN ATLAS BABY

Ürün No. 1025291 (açık ten), 1025292 (koyu ten)

- Atlas Baby'ı herhangi bir REALITi 360 ürünü ile birleştirerek daha gerçekçi simülasyon sonuçlarına ulaşın

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yükseklik: 48 cm
- Ağırlık: 2,5 kg
- Ten rengi: açık, koyu
- Pil çalışma süresi: 10 saatten fazla
- Kablosuz: WIFI
- Taşıma Çantası

BUGÜN SATIŞ OFİSİMİZLE İLETİŞİME GEÇİN

- Demo talep edin
- 3B Scientific'den ALS eğitim çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin
- REALITi 360 ile zaten eğitim alıyorsanız, Atlas Baby ile nasıl geliştirebileceğinizi öğrenin



01/2025

HERHANGİ BİR SORUNUZ VEYA DESTEĞE İHTİYACINIZ VARSA, LÜTFEN BURAYI TARAYIN.

